



~ 波仕特 核酸電泳年終促銷 ~


Agarose RA (Cat#: N691)

100G * 5 瓶 只要3999元!!

- 例行分析用
- 適用分離範圍: 250 bp-22 kb
- 高CP值,解析度佳
- 適合高通量使用
- 低EEO

GEL %	OPTIMAL SEPARATION RANGE (bp)	RECOMMENDED BUFFER
0.8	800 - 22,000	TAE
1.0	500 - 10,000	TAE/TBE
1.2	400 - 7,000	TAE/TBE
2.0	250 - 5,000	TBE

實測結果



1% Agarose RA
DNA: 1kb marker (Bio 1kb Ladder)


Agarose I (Cat#: PT-0710)

500G買2送1 or 買500G 送250G!

- 多種用途
- 適用分離範圍: 250 bp-22 kb
- 高純度
- 出色的分辨率和清晰度
- Nuclease & Protease-free
- 低EEO

GEL %	OPTIMAL SEPARATION RANGE (bp)	RECOMMENDED BUFFER
0.8	800 - 22,000	TAE
1.0	500 - 10,000	TAE/TBE
1.2	400 - 7,000	TAE/TBE
2.0	250 - 5,000	TBE

實測結果



4% Agarose SFR
DNA: 25 bp maker (Bio 25bp DNA Ladder)

Agarose SFR (Cat#: J234)

100 G/250 G 85折優惠!!

- 超高分辨率和解晰度
- 適用分離範圍: 20 bp-2 kb
- Nuclease & Protease-free
- 低熔點 ($\leq 70^{\circ}\text{C}$)
- 適合AFLP's, STR's and Tetranucleotide Repeats分析

GEL %	OPTIMAL SEPARATION RANGE (bp)	RECOMMENDED BUFFER
2	500 - 2,000	TAE/TBE
3	100 - 1,200	TAE/TBE
4	50 - 500	TAE/TBE
5	20 - 250	TAE/TBE

小型電泳槽

優惠價
\$8800



水平電泳槽(Cat#: GE-100)

- 抗腐蝕, 使用壽命長
- 適用於Agarose及 Polyacrylamide gel
- 簡單輕便, 方便攜帶及操作
- 內建直流式電壓

核酸安全染劑



ClearView (Cat#: D2001)

- 安全無毒, 無致癌風險
- 操作簡單, 內外染皆可
- 可用於Uv box或藍光機
- 靈敏度高(藍光機建議 $1 \mu\text{l}/100 \text{ ml gel}$)

核酸電泳緩衝液




產品名稱	編號	包裝
50X TAE buffer	K915	1L
5X TBE buffer	J885	1L/5L

快衝一波!!!



DNA ladder



產品名稱	編號	包裝	特色	價格
Bio 1kb Ladder	M1-1KB	400 µl/ 400 rxns	超值,附6X Loading dye	1200
Bio 25bp DNA Ladder	M1-25	500 µl/100 rxns	Marker定量精準! 附6X Loading dye	1500
Bio 50bp DNA Ladder	M1-50	500 µl/100 rxns		1500
Bio Mass 100bp Ladder	M1-100T	250 µl/50 rxns		600
Bio 1kb Mass DNA Ladder	M5-1KB	500 µl/100 rxns		800
R.T.U.-1KB DNA Ladder	BL001	500 µl/100 rxns	內含dye可4°C常溫儲存! 隨拿隨用超方便!	800
R.T.U.-100 DNA Ladder	BL002	500 µl/50 rxns		800

核酸純化套組

GeneSpin Miniprep kit

- 操作快速 <45 mins
- 品質穩定、高純度DNA: A260/280>1.8
- 應用範圍: Sequencing、Transformation、Restriction Enzyme Digestion、Cloning

1-4-3 DNA Extraction Kit

- Column base DNA 回收組
- 可純化PCR產物(>100bp,回收率 >80%)
- 可從膠體純化DNA (回收率 >60%)

產品名稱	編號	包裝
Plasmid Minipre. Kit	PT-MP530XL-V3	250 tests
Gene-Spin 1-4-3 DNA Purification Kit	PT-DNA143XL-V4	250 tests

優惠價 \$2350/組
買兩組 加送7-11咖啡提貨卡*2



超值Taq & Master Mix

產品名稱	編號	包裝	特色	優惠
Prozyme II Tbr	GL-TBR	250U	耐熱Taq 低 <i>E. coli</i> 背景基因	買1送1
ProTaq	525	250U*4	經典快篩Taq	買3送1
ProTaq plus	526	500U*6		
5x Master Kit 2*1 ml	TMM528/D	1ml*2	快篩Master mix 含Dye款可直接跑膠	八折優惠or 買3送1
2X master Mix, 2.5 ml	TMM228/D	1.25 ml*2		
Advanced TaqMaster Mix	TMM-AD	100 RXNs	高效能Master Mix,適合Cloning	八折優惠
EconoTaq PLUS GREEN 2X Master Mix	30033-1/2	500/1000 RXNs	耐高溫98°C,適合高GC序列 4°C可穩定放置 3個月	
PCRBIO HS Taq & Mixes (Red)	PB10.21/22/23	250/1000/5000U 250/1000 RXNs	PCR產物可達6kb PCR抑制劑耐受性強,適合粗萃樣品 快速 (20 secs per kb) 熱啟動技術適合Multiplex PCR 可室溫穩定放置 4 weeks	

