

年終送好禮

買就送

凡購買冷凍離心機C2500-R就送

SWITCH或PlayStation 5

(需預購)



多項好禮滿額送

滿七萬 送 SWITCH
或Apple Watch SE 44MM

滿五萬 送 AirPods2
或小米掃地機器人 G1



滿三萬 送 雀巢咖啡機
或創見 2TB行動硬碟

滿一萬 送 小米手環5
或三星無線閃充行動電源





小烏龜 #C1801

優惠價 9,000

- 全新轉子設計，可放置更多樣品(8*1.5/2.0ml或4*PCR Strips)
- 轉子更換容易
- 外蓋開關容易，方便單手做
- 內建剎車系統，可縮短操作時間

優惠價 9,000

Vortex #S0200

- 強大又耐操的馬達，可進行有效的混合
- 有多種轉接頭可選擇，可適用15/50ml離心管、微量離心管和96孔盤
- 可置於冷房或培養箱使用



Pipet-Aid #MOTOPET-1

- 適用1ml - 100ml pipettes
- 含PTFE濾片和liquid blocking活塞，杜絕交叉汙染
- 最高排氣速度可達4秒25ml
- 人體工學設計、壓力感應板機設計，流速操控隨心所欲
- NiMH電池，可充電使用，電池充滿可使用11 - 14小時

優惠價 9,700

振盪器MiniMix™ Mixer #S0600

- 專為處理blotting和staining gels而設計
- 固定速度和傾斜角度(18 rpm/5°)
- 3D轉動
- 可置於冷房或培養箱
- 尺寸(深x寬x高)：24x17.15x15 cm



優惠價 17,000

振盪器GyroMini 3-D #S0500

優惠價 18,000

- 提供溫和、徹底的混和
- 非常適合離心管混和樣品
- 固定的旋轉速度和3D角度(24 rpm/20°)
- 配有波紋墊，可以牢固地固定檢體
- 尺寸(深x寬x高)：24.1x17.15x15.24 cm
- 安全的冷室使用



盤式小離心機 #C1000

優惠價 23,800

- 適合各種標準PCR盤
- PCR實驗前後使用
- 容量：2 microplates

高速離心機 #C2500

優惠價 55,000

- 轉速：500 - 15,000 rpm
- 最大相對離心力：21,200 xg
- 最大容量：24 x 1.5/2.0ml 微量離心管
- 計時器：可設定0.5 - 99分鐘或連續、長按Quick鈕可短暫離心



冷凍離心機 #C2500-R

優惠價 145,000

- 轉速：500 - 13,500 rpm
- 最大相對離心力：17,135 xg
- 最大容量：24 x 1.5/2.0ml 微量離心管
- 計時器：可設定0.5 - 99分鐘或連續、長按Quick鈕可短暫離心

