

波仕特全基因合成

基不可失 錯過可惜!



波仕特全基因合成特點:

NTS ? /bp
請洽業務專員

1. 目標基因載入pUC57 或其他參考載體超過百種, 請參考下方免費載體清單QR Code
2. 基因合成序列可依HOST表現系統進行密碼子優化評估, 提升蛋白表現的產量。
3. 專業的基因合成技術支援, 限制酶切位及載體評估。
4. 重視智慧財產權, 合成之基因及序列所有權均屬於委託客戶。
5. 研擬專案委託合約, 波仕特公司負有保密義務, 資料不外流, Plasmid 不留存!!

交貨項目：
4 µg plasmid .
基因合成報告。
QC: 定序結果 & Alignment 檔案

免費載體清單



STEP 1 基因/ORF DNA sequence optimization

根據各種表現系統進行DNA序列優化評估, 提高基因合成的成功率及蛋白表現的效能



STEP 2 選擇基本載體或蛋白表現型載體

免費載體: pUC57, pET 等多種載體, 可加價 Transformation OR Subclone 到客戶提供的載體



STEP 3 擬定&簽署基因合成委託客製合約

保障您的智慧財產權

好康再加碼! 快速、優質的引子!

快速引子特惠區

RPC純化

特色: 經濟! 快速!

長度範圍: 10-60 mer

優惠價: 2 OD- NT\$ 7/mer

5 OD- NT\$ 10/mer

到貨時間: 3-4天

高品質引子超值區

PAGE純化

特色: 純度高! 附紙本Mass QC data

長度範圍: 11-59 mer

優惠價: 2 OD- NT\$ 12/mer

5 OD- NT\$ 21/mer

HPLC純化

特色: 純度最高! 附紙本Mass QC data

長度範圍: 11-59 mer

優惠價: 2 OD- NT\$ 12/mer

5 OD- NT\$ 21/mer

(備註: HPLC純化之引子需另加純化費)

到貨時間: 一般primer 5-6天

特殊primer 7-10天

探針優惠區

10% OFF

Taqman Probe/Hybridization Probe/ Other Modification

特色: 純度高! 部分附紙本Mass QC data

廠牌: Protech/ MWG Eurofin/TIB

*合成介紹請見下方QR Code



0800-231-530