

# Apricot高通量移液系統

Covid-19疫情時代，打亂原本穩定的生活，實驗室害怕群聚，害怕相互感染，檢驗單位天天樣本量大，人人開始討論起自動化設備，自動化儀器崛起，SPTlabtech自動分注儀就派上用場了。

不論是液體分裝，或是樣本稀釋，Apricot設備提供準確、精確和直觀的自動化移液技術，將分裝技術提升到最大化。



## Apricot S1 高通量電動移液器

- 方便互換96/384通道核心
- 比8通道手持式移液器快12倍以上
- 可調節台面高度，同時使用多個堆疊板
- EZ-Load Tip技術快速裝載一次性吸頭
- 使用觸控面板及快速鍵進行控制
- 佔地面積小，適用於生物安全操作櫃



S1網址



S1影片

## Apricot S3 高通量自動移液系統

- 自由更換移液核心
- 使用96/384通道核心可一次性完成96/384盤的移液
- 全自動 X、Y、Z 定位，提升流程的靈活性
- 進行吸液、分液、混勻、連續分液、序列稀釋(8,16)
- Microsoft Surface 平板界面進行控制，支援有線和WiFi功能。
- 體積小巧省空間，適用於生物安全操作櫃和通風櫃



S3網址



S3影片

