

全自動核酸萃取儀

GenePure Pro fully Automatic Nucleic Acid purification System



Bioer於2003年開發出第一台磁珠萃取儀，隨著時代的進步科技的改變，研發升級出GenePure Pro，加快了處理速度，並內鍵觸控面板。隨著COVID-19疫情急升，自動核酸萃取儀陸續曝光，也讓各方領域了解萃取儀的實用性。而Bioer除了磁珠萃取儀外，也提供多種預裝試劑盒，滿足不同樣本核酸純化需求，可廣泛應用於疾控中心、食品藥品監管、法醫、檢驗檢疫、臨床診斷等領域。

產品特色



介面設計

- 簡潔風格
- 實驗狀態顯示
- 友好操作介面

內建觸控面板

- 運作更流暢
- 獨立系統

多功能性

- 可從32個樣本升級為48個樣本

全新磁力棒

- 更高的磁力，無殘留物
- 兼容不同尺寸的磁珠

可調式震盪頻率

- 更高的純化率
- 更高的生產率

安全性高

- 一次性耗材和紫外光燈，防止不同批次之間交叉污染

全新加熱膜塊設計

- 全封裝膜塊設計
- 更高的細胞裂解和純化效率