

小手牽大手，儀器陪您做實驗



小門神

買就送
5張7-11禮品卡



小烏龜

(Labnet/#C1601)

- 可放置更多樣品轉子設計 (8*1.5/2.0 mL或4*PCR Strips)
- 轉子更換方便快速 (附八連排轉子)
- 外蓋開關容易，便於單手操作
- 內建煞車系統，可縮短操作時間
- 轉速：6000 rpm



FastPette Pro

(Labnet/#P2002)

- 超省力設計
- LED顯示螢幕，可以清楚看到操作模式、電池狀態
- 易更換電池及配件
- 適用體積0.5-100 mL



冷房雙喜


買就送
4張威秀電影票



GyroMini 3-D Mixer

(Labnet/#S0500)

- 專為採血管及離心管混合設計，提供溫和且徹底的混合
- 轉速：固定24 rpm
- 混合角度：3D轉動/固定20°
- 平台面積：24 x 17 cm
- 配有波紋墊，可以牢固地固定
- 可置於冷房和培養箱使用



MiniMix™

Nutating 3-D Mixer

(Labnet/#S0600)

- 專為處理blotting和staining gels而設計
- 轉速：固定18 rpm
- 混合角度：3D轉動/固定5°
- 平台面積：20 x 16.5 cm
- 可置於冷房或培養箱使用



優惠價8800元



優惠價9200元



均一優惠價15800元



細胞計數小幫手

CORNING

Corning Cell Counter 自動細胞計數儀
(Axygen #6749)

細胞直徑：4 - 70 μM

輕量體積：
122 x 122 x 125
mm (L x W x H), 1.1 kg



高畫質：1536 x 1536 pixel

計數範圍：5 x 10⁴ - 1 x 10⁷ Cells/mL



優惠價13XXXX元

透過USB 3.0連接到搭載Windows 10作業系統及有連網電腦

- **快速**：使用雲端進行影像分析，3秒可完成細胞計數
- **直觀介面**：只需簡單的培訓，即可輕鬆使用
- **準確**：雲端影像分析系統時時更新，提供您最佳準確度
- **無耗材**：使用一般血球計數器即可，無需耗材
- **無時間/空間限制**：影像及數據儲存CytoSMART Cloud雲端硬碟中，只要有網路，不限平台、時間和地點就能檢視及分析影像和細胞數量

再加碼送



筆記型電腦(價值2萬)

OR



PS5數位版主機雙手把組合



蛋白質跑起來~

買就送
2張威秀電影票或10盒LOADING
GEL TIP(ZS-3090003-1)




ENDURO VE 10 System
(Labnet/#E2010-PA)



優惠價18000元

- 最多可同時容納 4 片膠(10cm*10cm)
- 有多種規格齒梳可供選擇
- 凝膠裝置簡易使用好上手
- 內容物:電泳槽、上蓋、內部模組、電極芯、電纜線、缺口玻璃*2、1mm邊條玻璃*2、電泳槽替代檔板、12孔電泳梳*2、製膠台、保冷袋



ENDURO VE 10 Electroblotting System
(Labnet/#E2010-PBA)



優惠價28000元

- 最多可同時容納 4 片膠(10cm*10cm)
- 有多種規格齒梳可供選擇
- 凝膠裝置簡易使用好上手
- 內容物:電泳槽、上蓋、內部模組、電極芯、電纜線、缺口玻璃*2、1mm邊條玻璃*2、電泳槽替代檔板、12孔電泳梳*2、製膠台、保冷袋、轉漬夾板*4、纖維墊*8

購買E2010-PA or
E2010-PBA，可享有
E0303加價購15000元




ENDURO™ 300V power supply
(Labnet/#E0303)

- 輸出電壓：2-300 V
- 輸出電流：4-500 mA
- 最大輸出功率：90 W
- 輸出端子：4對
- 定時功能：1 min-99 hrs 59 mins或連續
- 適用於DNA、RNA、蛋白質電泳與Blotting
- 可多台堆疊設計，空間使用彈性



凝膠圖像照過來~



Enduro™ GDS touch II Gel Documentation System
凝膠成像系統

(Labnet #GDST2-1302)



優惠價29XXXX元

特色

- Ready-to-Use設計，不須額外的機器組裝，只要與平板連接即可使用
- 操作方便，自動對焦與自動調整曝光強度 (亦可手動調整)
- 感興趣區域 (ROI) 功能可在30秒內的時間內最佳曝光
- 無需多次曝光即可獲得優質圖像
- 可使用 30,000 小時，不需要再購買替換的紫外線燈泡
- 可將照片另存為 jpeg 或 16 bit .tiff 檔

規格

- 270萬畫素
- 光源: Epi 白光、UV 302、Epi 藍光
- 可選購透射白光托盤(用於考馬斯藍或銀染的SDS-PAGE凝膠)
- 長x寬x高:47x44x69cm 重量:19,5kg

買就送BIOMAX AGAROSE 1KG 和無毒染劑D4001/D3002 10ML