

avantor

AVANTOR SERADIGM FETAL BOVINE SERUM

胎牛血清 (FETAL BOVINE SERUM) 顧名思義是從牛胚胎裡取出的血清。血清中富含血漿蛋白、生長因子、賀爾蒙、微量元素、維生素等和一些未知的小分子，常應用於動物細胞的體外培養。選擇理想的胎牛血清，通常會考慮價格、品質、產地和培養細胞的穩定性。AVANTOR SERADIGM 是動物血清供應商，為細胞培養界提供最可靠的高性能、高品質胎牛血清，SERADIGM 的收集和製造技術保留了血清中更多細胞生長所需的天然生長因子。

Premium Grade FBS 為100%美國生產、採集、製造優質的血清，高於其他血清供應商的品質，應用於需要高質量高效能FBS的細胞。

USDA Approved grade FBS 為美國農業部核准的產地: 墨西哥或中美洲血源，美國生產，高cp值血清，適合成本導向的實驗。



Avantor 提供值得信賴的血清供應鏈...

avantor



QUALITY & CHOICE



EXPERTISE



CONVENIENCE



CUSTOMIZATION

- Class 100 高潔淨無塵室中製造生產
- 全生產過程低溫，保留最多天然促生長因子
- ISIA認證: 可追溯性供應鏈認證
- 三道 0.1um 無菌過濾
- 超低內毒性: < 5 or <10 EU/mL (*目前批號<0.1 EU/mL)
- 第三方實驗室測試重要品質指標: 黴漿菌&病毒檢測最嚴格，生化檢測最徹底



擁有經過國際血清工業協會 (ISIA) 全面認證的可追溯性供應鏈



與 Oritain 建立了值得信賴的合作夥伴關係，對精選的 FBS 產品進行原產地驗證測試

PRO TECH

源仕特生物科技

0800-231-530

LINE



f

