




# BULLET CBB STAIN LITE

來自於日本的急速CBB染色液, 蛋白質染色更靈敏更快速!


單瓶的 CBB 染色液, 15 分鐘內一步驟完成 CBB 染色, 可在短時間內確認清晰的染色影像。不需脫色Destaining, 可在染色過程中直接確認染色影像。



- **15**分鐘內**一步驟**染色完成
- 染色前不需要清洗凝膠
- 不需脫色(Destaining)即可觀察
- 不含醋酸或甲醇

~~清洗~~ ~~脫色~~ ~~甲醇~~ ~~醋酸~~

	Bullet CBB Stain Lite (#21964)	自製染劑
染色時間	15 分鐘*	>3 小時
靈敏度	Several tens of ng (BSA)	--
染料	CBB G-250	CBB G-250 or R-250
染色前清洗	不需	需要 (5分鐘*3次)
是否需脫色 (Destain)	不需	需要
是否含甲醇或醋酸	不含	含甲醇或醋酸



# NEW

當鮮價- 950元/50 mL  
買500ml 送7-11百元禮券\*2



產品名稱	編號	包裝
Bullet CBB Stain Lite	21964-24	50 mL
	21964-95	500 mL



**PRO TECH**  
波仕特生物科技  
**0800-231-530**