



波仕特 生物科技

Protech Technology
Enterprise Co., Ltd.



HISPANAGAR
Biomax Agarose
100g/\$950
超好凝膠



第36屆生醫年會

促銷期間：即日起 - 2022年6月30日 (限開發票及出貨)

CORNING

Corning Cell Counter 自動細胞計數儀

Corning 自動細胞計數儀是一款輕巧的設備，透過 USB 連接到搭載 Windows 10 作業系統及有連網的電腦，並通過其軟體即可透過雲端運算快速獲得結果。




促銷方案：含電腦只要NT\$129,000元

- 快** 使用雲端進行影像分析，3 秒可完成細胞計數。
- 直觀介面** 只需簡單的培訓，即可輕鬆使用。
- 準確** 雲端影像分析系統時時更新，提供您最佳準確度。
- 無耗材** 使用一般血球計數器即可，無需耗材。
- 無時間 / 空間限制** 影像及數據儲存 CytoSMART Cloud 雲端硬碟中。只要有網路，不限平台、時間和地點就能檢視及分析影像和細胞數量。




直觀操作介面

按下Count後即上傳雲端計算



一致性與重複性高

和人工誤差say goodbye




Different concentrations of C6 cells were counted manually and using the Corning Cell Counter (n = 3). In both cases, the count corresponds well with the theoretical concentration (error bars represent the standard deviation)



強大的雲端運算能力

群聚細胞也能準確計算



The image analysis algorithm is able to detect clusters of cells.




多樣化數據呈現

提供statistic和histogram



死/活細胞判讀

加入Trypan blue能檢測細胞存活



Dead cells stained with Trypan blue are detected by the image analysis algorithm. Red circles represent dead cells, green circles represent live cells.

輕量小體積
122 x 122 x 125 mm
1 Kg

HD
高畫質
1536 x 1536
pixel

細胞直徑
4 - 70 μ m

計數範圍
5 x 10⁴ - 1 x 10⁷
Cells/mL



方案一：再送以下好禮二選一

- ① 100 mL RNase/DNase/EtBr Terminator 噴劑 100ML*1 瓶
- ② 128G 隨身碟 *1 個



方案二

購買 12 組 Fast-Run Taq 5X PCR Master Mix (TMM-528)
就送天王六選一



小烏龜 (Labnet/#C1601)

- ① 可放置更多樣品轉子設計 (8*1.5/2.0 mL 或 4*PCR Strips)
- ② 轉子更換方便快捷 (附八連排轉子)
- ③ 外蓋開關容易，便於單手操作
- ④ 內建煞車系統，可縮短操作時間
- ⑤ 轉速：6000 rpm



Vortex (Labnet/#S0200)

- ① 強大耐操的馬達，可有效混合
- ② 多種轉接頭可選擇，可適用 15/50 mL 離心管、微量離心管和 96 孔盤
- ③ 可置於冷房或培養箱使用



Pipet-Aid (Axygen/#MOTOPET-1)

- ① 適用 1~100 mL pipettes
- ② 含 PTFE 濾片和 liquid blocking 活塞，杜絕交叉汙染
- ③ 最高排氣速度可達 4 秒 25 mL
- ④ 人體工學設計、壓力感應板機設計，流速操控隨心所欲
- ⑤ NiMH 電池，可充電使用，電池充飽可使用 11-14 小時



方案一：再送以下好禮二選一

- ① 100 mL RNase/DNase/EtBr Terminator 噴劑 100ML*1 瓶
- ② 128G 隨身碟 *1 個



方案二

購買 12 組 Fast-Run Taq 5X PCR Master Mix (TMM-528)
就送天王六選一




水平電泳槽(Bioer/#GE-100)

- ① 適用於 agarose gel
- ② 抗化學腐蝕能力強，使用壽命長
- ③ 簡單輕便，方便攜帶及操作
- ④ 內建直流式電壓
- ⑤ 附標準置膠組：製膠台 *1、大製膠托盤 (11*5.5 cm)*2、小製膠托盤 (6*5.5 cm)*4、齒梳 *2

迷你水平電泳系統
(Major Science/MJ105A+MP-100)

- ① 小片膠 12 wells/ 大片膠 25 wells
- ② 可配合 12 爪 tip 間距，可一次加入大量樣本
- ③ 單一壓模：一體成形製膠台
- ④ 透明安全上蓋具備通風孔避免水氣影響觀察
- ⑤ 可耐 130 °C 高溫
- ⑥ 膠體托盤 (tray) 具備 5 mm 高度標示，方便鑄膠時判斷厚度
- ⑦ 可一次性製作 6 個瓊脂凝膠 (2 大 4 小)



加熱&磁攪拌器 (Labnet/#D0320)

- ① 轉速：100 ~ 1500 rpm
- ② 適用體積：100 mL ~ 5L
- ③ 面板面積：18 x 18 cm
- ④ 溫度：常溫 ~ 380 °C



GeneExplorer (Bioer/PCR Machine)

#BYQ6631E 雙槽 48x0.2ml*2

雙槽版本

買再加送 PCR 反應管 5 千支 (PCR-02-C)
或 單爪一支

#BYQ6617E 單槽 96x0.2ml

單槽版本

買再加送 PCR 反應管 5 千支 (PCR-02-C)
或 單爪一支

- 8 吋彩色觸控螢幕
- 新一代 CPU，觸控反應更快速
- 人性化介面，簡單易上手
- 升降溫速率最快可達 5.5°C/ 秒

- 單槽版本具溫度梯度功能
- 可儲存 2000 組 PCR 程式
- 可設定至 99 組 cycle 數
- 可細調升降溫速率

★ 驚喜價 \$12x,000

或 130 組 Fast-Run Taq 5X PCR Master Mix (TMM528) 就送雙槽版本！

★ 驚喜價 \$9x,000

或 110 組 Fast-Run Taq 5X PCR Master Mix (TMM528) 就送單槽版本！

MICROTEK



藍光掃膠/切膠儀 (Microtek/#Bio-1000F)

- ① 核酸電泳膠 - 觀膠 / 掃膠 / 切膠，一機搞定
- ② 適用各大廠無毒染劑
- ③ 專利設計，掃描速度快且效果好
- ④ 人性化軟體介面及操作，快速上手
- ⑤ 掃膠面積 (長 x 寬)：17.8 x 12.7 公分



優惠價：NT\$65,000元，加送 無毒染劑 (D2001) *2支

或 80 組 Fast-Run Taq 5X PCR Master Mix (TMM528) **NT\$ 120,000**，就送藍光掃描儀！



震盪乾浴器 (Bioer/#MB-202 / Thermo Shaker)

- ① 人性化彩色觸控螢幕介面
- ② 溫控範圍：RT. -15~100°C
- ③ 混合速度：300~3,000 rpm
- ④ PID 溫度控制系統，控溫精確
- ⑤ 可設定 10 組連續程式
- ⑥ 多種 Block 可選擇，無需工具即可更換



優惠價：NT\$63,000元 (含Block)



震盪乾浴槽 (Bioer/#MB-101 / Mixing Block)

- ① 溫控範圍：RT. -14~100°C
- ② 混合速度：300~1,500 rpm
- ③ 採用 PID 溫度控制系統
- ④ 多種 Block 可供選擇
- ⑤ 操作介面簡單

ELISA block



優惠價：NT\$42,000元，再送 單爪 *1支

或 55 組 Fast-Run Taq 5X PCR Master Mix (TMM528) 就送震盪乾浴槽！

加熱/冷卻乾浴槽 (含Block) (Bioer/#CHB-201 / Cooling & Heating Block)

- ① 溫控範圍：0~100°C
- ② 可設定連續五組溫度程式
- ③ 採用 PID 溫度控制系統
- ④ 多種 Block 可供選擇
- ⑤ 操作介面簡單



優惠價：NT\$27,000元

再送 1 箱 1.7 mL 離心管
(Axygen/#MCT-175-C)



加熱乾浴槽 (含Block) (Bioer/#HB-201 / Heating Block)

- ① 溫控範圍：RT+5~100°C
- ② 可設定連續五組溫度程式
- ③ 採用 PID 溫度控制系統
- ④ 多種 Block 可供選擇
- ⑤ 操作介面簡單



優惠價：NT\$20,000元

再送 1 箱 1.7 mL 離心管
(Axygen/#MCT-175-C)

Labnet



高速離心機 (Labnet/#C2500)

- ① 轉速：500~15,000 rpm
- ② 最大相對離心力：21,200 xg
- ③ 最大容量：24 x 1.5/2.0 mL 微量離心管
- ④ 計時器：可設定 0.5~99 分鐘或連續，
長按 Quick 鍵可短暫離心



優惠價：NT\$59,000元，再送 1.7ml Eppendorf *1箱

(Axygen/#MCT-175-C)

Labnet



冷凍離心機 (Labnet/#C2500-R)

- ① 轉速：500~13,500 rpm
- ② 最大相對離心力：17,135 xg
- ③ 最大容量：24 x 1.5/2.0 mL 微量離心管
- ④ 溫度設定：-10°C~40°C
- ⑤ 計時器：可設定 0.5~99 分鐘或連續。
長按 Quick 鍵可短暫離心



優惠價：NT\$173,000元，再送 1.7ml Eppendorf *1箱

(Axygen/#MCT-175-C)

Labnet



盤式小離心機 (Labnet/#C1000)

- ① 適合各種標準 PCR 盤
- ② PCR 實驗前後使用
- ③ 容量：2 microplates
- ④ 轉速：2500 rpm



優惠價：NT\$24,000元，再送 PCR-96M2-HS-C *1箱



Labnet



振盪器GyroMini 3-D Mixer (Labnet/#S0500)

- ① 專為採血管及離心管混合設計 ④ 平台面積：24 x 17 cm
- 提供溫合且徹底的混合 ⑤ 配有波紋墊，可以牢固地固定檢體
- ② 轉速：固定 24 rpm
- ③ 混合角度：3D 轉動 / 固定 20° ⑥ 可置於冷房和培養箱

或

Labnet



振盪器MiniMixTM Nutating 3-D Mixer (Labnet/#S0600)

- ① 專為處理 blotting 和 staining gels 設計 ③ 混合角度：3D 轉動 / 固定 5°
- ② 轉速：固定 18 rpm ④ 平台面積：20 x 16.5 cm
- ⑤ 可置於冷房和培養箱

或

Labnet



Revolver™ Adjustable Lab Rotator (Labnet/#H5600)

- ① 360° 旋轉 ⑤ 多種 adaptor 可選擇，可適用 1.5/2.0 mL 微量離心管、15 或 50 mL 離心管
- ② 混和角度：0-90°
- ③ 轉速：固定 18 rpm
- ④ 可置於冷房和培養箱




優惠價：NT\$16,000元，再送 2L TG-SDS (10X) buffer *1瓶

nippi

BioMarshar系列研磨器

BioMasher II




創新研發的磨砂材質攪拌棒尖端及離心管內壁使研磨效果UP!!

- ① 原創攪拌棒有磨砂尖端及檔流板，防止研磨中的組織飛濺逆流。
- ② 粗糙的離心管內壁及攪拌棒前端牢牢抓住檢體，大幅降低研磨時間，避免Sample過熱。
- ③ 動物組織、內臟及昆蟲等各種樣品適用。

研磨棒可接專用的電動攪拌機
PowerMasher II

BioMasher III



組織研磨後再同步過濾省時省力，萃取更純淨！

- ① BioMasherII所有特點再加上內建的Column過濾，分離出均質後的組織液，讓接下來的萃取步驟更Easy！
- ② 軟硬組織皆適用，用途最廣、產量更高。


攪拌棒可接專用的電動攪拌器
PowerMasher II



Nippi PowerMasher II+BioMasher II
或 BioMasherIII*2

優惠價：NT\$7,900元

Labnet




ProBlot™ Rocker 25 (Labnet/#S2025-B) 左右搖擺

- ① 混合角度：固定 7° 傾角
- ② 計時器：0~2 小時或連續
- ③ 平台面積：26 x 20 cm
- ④ 平台最高負重：5 kg
- ⑤ 適用 Resuspending, homogenizing, mixing



優惠價：NT\$25,000元，
再送 500ml RNase/DNase/EtBr Terminator 噴劑 *1瓶

Labnet



ProBlot™ 35D Deluxe Rocker (Labnet #S2035-DE) 前壓式前後搖擺

- ① 伸縮式角度：±20° 前傾角
- ② 計時器：0~2 小時或連續
- ③ 平台面積：35.6 x 28 cm
- ④ 平台最高負重：7kg



優惠價：NT\$35,000元，
再送 500ml RNase/DNase/EtBr Terminator 噴劑 *1瓶

Labnet



Orbit™ 1000 Digital Shaker (Labnet #S2030-1000-B) 平行旋轉

- ① 速度：20 ~ 300 rpm
- ② 計時器：0~99 分鐘或連續
- ③ 平台面積：30 x 30 cm
- ④ 平台最高負重：5kg



優惠價：NT\$49,000元 (含止滑墊平板)，
再送 500ml RNase/DNase/EtBr Terminator 噴劑 *1瓶



二代輕量型：AxyPet Pro 買四送一！

手感佳，超輕 (< 80g) 請試試看！



AxyPet Pro單爪	
體積範圍(μl)	編號
0.1 - 2	AP-2-P
0.5 - 10	AP-10-P
2 - 20	AP-20-P
5 - 50	AP-50-P
10 - 100	AP-100-P
20 - 200	AP-200-P
100 - 1,000	AP-1000-P

AxyPet Pro8爪	
體積範圍(μl)	編號
0.5 - 10	AP-8-10-P
5 - 50	AP-8-50-P
20 - 200	AP-8-200-P
50 - 300	AP-8-300-P



Pipetman 直購優惠價

- ① 購買AxyPet單爪：1支**4,999元** / 2支**9,199元** / 6支**25,999元**
- ② 購買AxyPet 8爪：單支**16,000元**，贈送1支AxyPet單爪 (任選)
- ③ 購買電動單爪：單支**17,000元**，贈送1支AxyPet單爪 (任選)
- ④ 購買電動8爪：單支**38,000元**，贈送1支AxyPet 8爪 (任選)

AxyPet 單爪	
體積範圍(μl)	編號
0.1 - 2	AP-2
0.5 - 10	AP-10
2 - 20	AP-20
5 - 50	AP-50
10 - 100	AP-100
20 - 200	AP-200
50 - 250	AP-250
100 - 1,000	AP-1000

AxyPet 8爪	
體積範圍(μl)	編號
1 - 10	AP-8-10
5 - 50	AP-8-50
20 - 200	AP-8-200
50 - 300	AP-8-300

電動單爪	
體積範圍(μl)	編號
0.5 - 10	P3600L-10
2 - 20	P3600L-20
10 - 200	P3600L-200
100 - 1,200	P3600L-1200

電動8爪	
體積範圍(μl)	編號
0.5 - 10	P3608L-10
2 - 20	P3608L-20
10 - 200	P3608L-200





Filter Tip : 9X00/每箱、低殘留 Filter Tip : 1XX00/每箱



Filter Tip		
產品名稱	原廠編號	包裝
10 µl Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-300-R-S	50 racks/箱
20 µl Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-20-R-S	50 racks/箱
100 µl Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-100-R-S	50 racks/箱
200 µl Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-200-R-S	50 racks/箱
1000 µl Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-1000-R-S	50 racks/箱

低殘留 Filter Tip		
產品名稱	原廠編號	包裝
10 µl Filter Tips / 低殘留 / 盒裝 / 滅菌	TXLF-10-L-R-S	50 racks/箱
20 µl Filter Tips / 低殘留 / 盒裝 / 滅菌	TF-300-L-R-S	50 racks/箱
20 µl Filter Tips / 低殘留 / 盒裝 / 滅菌	TF-20-L-R-S	50 racks/箱
100 µl Filter Tips / 低殘留 / 盒裝 / 滅菌	TF-100-L-R-S	50 racks/箱
150 µl Filter Tips / 低殘留 / 盒裝 / 滅菌	TF-150-L-R-S	50 racks/箱
200 µl Filter Tips / 低殘留 / 盒裝 / 滅菌	TF-200-L-R-S	50 racks/箱
1000 µl Filter Tips / 低殘留 / 盒裝 / 滅菌	TF-1000-L-R-S	50 racks/箱



熱銷品項：單箱9折，三箱85折，五箱8折

- ① ST-050、ST-150-SS、ST-200-SS (主打)
- ② SCO 系列
- ③ SCT-5ML-S/SCT-10ML-S (主打)
- ④ PCR 盤、封膜、八連排、PCR tube、Microcentrifuge tube 系列
- ⑤ Non filter tip 系列

Tubes Only



0.5mL	Conical	Clear	Screw Cap Tubes	ST-45
0.5mL	Self Standing	Clear	Screw Cap Tubes	ST-45-SS
0.5mL	Conical	Clear	Screw Cap Tubes	ST-50
0.5mL	Self Standing	Clear	Screw Cap Tubes	ST-50-SS
1.5mL	Conical	Clear	Screw Cap Tubes	ST-150
1.5mL	Self Standing	Clear	Screw Cap Tubes	ST-150-SS
2.0mL	Conical	Clear	Screw Cap Tubes	ST-200
2.0mL	Self Standing	Clear	Screw Cap Tubes	ST-200-SS
0.5mL	Conical	Amber	Screw Cap Tubes	ST-50-X
0.5mL	Self Standing	Amber	Screw Cap Tubes	ST-50-SS-X
1.5mL	Conical	Amber	Screw Cap Tubes	ST-150-X
1.5mL	Self Standing	Amber	Screw Cap Tubes	ST-150-SS-X
2.0mL	Conical	Amber	Screw Cap Tubes	ST-200-X
2.0mL	Self Standing	Amber	Screw Cap Tubes	ST-200-SS-X

Quantity: 500 tubes/pack, 8 packs/case
Maximum G-force: 20,000 RCF

Caps, With O-ring



Clear	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-C
Grey	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-GR
White	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-W
Red	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-R
Orange	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-O
Yellow	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-Y
Green	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-G
Blue	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-B
Brown	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-BR

Quantity: 500 caps/pack, 8 packs/case;
*Assorted = 50 caps/bag, 10 bags/pack, 8packs/case

Transport Tubes



10 mL	Transport Tube with Cap	Clear	Transport Tubes	SCT-10ML
Quantity: 250 tubes and caps/pack, 4 packs/case				
10 mL	Transport Tube with Cap, Sterile	Clear	Transport Tubes	SCT-10ML-S
Quantity: 250 tubes and caps/pack, 20 packs/case				
Maximum G-force: 20,000 RCF				
5 mL	Transport Tube with Cap	Clear	Transport Tubes	SCT-5ML
Quantity: 500 tubes/pack, 4 packs/case and 250 caps/pack, 4 packs/case				
5 mL	Transport Tube with Cap, Sterile	Clear	Transport Tubes	SCT-5ML-S
Quantity: 25 tubes and caps/pack, 20 packs/case				

* Graduation marks at 1.0 mL intervals
* Large, frosted writing area for sample identification
* Secure fit between tube and cap provides a leak-resistant seal


PCR盤 / 封膜		
產品名稱	原廠編號	包裝
96 孔盤 / 無裙	PCR-96-FLT-C	100 plates/箱
96 孔盤 / 半裙 / 適用大部分機型	PCR-96M2-HS-C	50 plates/箱
96 孔盤 / 半裙 / 適用 ABI 機型	PCR-96-AB-C	50 plates/箱
96 孔盤 / 全裙	PCR-96-FS-C	50 plates/箱
96 孔盤 0.1ml / 無裙	PCR-96-LP-FLT-C	100 plates/箱
96 孔盤 0.1ml / 半裙 / 適用 ABI 機型	PCR-96-LP-AB-C	100 plates/箱
PCR 封膜	PCR-TS	100 films/盒
Q-PCR 封膜	UC-500	100 films/盒
八連排		
PCR 0.2ml 八連排 + 平蓋	PCR-0208-C + PCR-02-FCP-C	1,250 strips/箱
PCR 0.2ml 八連排 + 凸蓋	PCR-0208-C + PCR-02CP-C	1,250 strips/箱
PCR 0.2ml 八連排 + qPCR 平蓋	PCR-0208-C + PCR-2CP-RT-C	1,250 strips/箱
PCR 0.2ml 八連排自帶平蓋	PCR-0208-AF-C	1,260 strips/箱
PCR 0.2ml 八連排自帶凸蓋	PCR-0205-AD-C	1,260 strips/箱
PCR 0.1ml 八連排	PCR-0108-LP-C	1,250 strips/箱
PCR 0.1ml 八連排 + qPCR 平蓋	PCR-0108-LP-RT-C	1,250 strips/箱
PCR四連排+蓋; Rotor-Gene Q專用	PCR-0104-C	250 Strips+caps/盒
PCR tube		
0.2ml 透明	PCR-02-C	10,000 tubes/箱
0.2ml 彩色	PCR-02-A	10,000 tubes/箱
0.5ml 透明	PCR-05-C	10,000 tubes/箱
Microcentrifuge tube		
0.6ml Microcentrifuge tube	MCT-060-C	10,000 tubes/箱
1.5ml 防爆 Microcentrifuge tube	MCT-150-C	5,000 tubes/箱
1.7ml Microcentrifuge tube	MCT-175-C	5,000 tubes/箱
2.0ml Microcentrifuge tube	MCT-200-C	5,000 tubes/箱
2.0ml 可站立螺旋管含蓋(已滅菌) Screw Cap Tubes	SCT-200-SS-C-S	4,000 tubes/箱
Tip		
10 µl tips	T-300	20,000 支/箱
10 µl 加長 tips	TXL-10	20,000 支/箱
	T-10XT-C	10,000 支/箱
200 µl Clear tips	TR-222-C	20,000 支/箱
200 µl Yellow tips	TR-222-Y	20,000 支/箱
200 µl 加長 tips	T-200XT-C	10,000 支/箱
1000 µl Clear tips	T-1000-C	5,000 支/箱
1000 µl Blue tips	T-1000-B	5,000 支/箱
1000 µl 加長 tips	T-1000XT-C	7,680 支/箱



Biomax Agarose (HI-BIOMAX-100, HI-BIOMAX-500)

來自西班牙的電泳膠，適合 DNA 和 RNA 片段的常規快速分離，PCR 產物、質體檢測、cloning and transfer 技術。適用分離範圍：250 bp to 23 Kb

實測結果




a. 0.7% agarose gel in 0.5X TAE buffer. Sample: 1KB ladder
b. 2% agarose gel in 0.5X TAE buffer. Sample: 100bp ladder



特價：950元/100 G，4700元/500 G

DNA marker/Dye — 買1送1，可混搭

品名	型號	包裝	特色
Bio 1KB Ladder	M1-1KB	400 ul/ 400 Rxns	超值，附 6X Loading dye
Bio 25bp DNA Ladder	M1-25	500 ul/100 Rxns	
Bio 50bp DNA Ladder	M1-50	500 ul/100 Rxns	Marker 定量精準！
Bio 100bp Mass Ladder	M1-100T	250 ul/50 Rxns	附 6X Loading dye
Bio 1KB Mass DNA Ladder	M5-1KB	500 ul/100 Rxns	
R.T.U.-1KB DNA Ladder	BL001	500 ul/100 Rxns	內含 dye 可常溫儲存！
R.T.U.-100 DNA Ladder	BL002	500 ul/100 Rxns	隨拿隨用超方便，定量精準
ClearView DNA Stain	PT-D2001	1 ml	DNA in gel安全染劑，適用Uv & 藍光
6X DNA dye	PT-6X-DYE-1ML	1 ml	DNA loading dye (藍綠兩色)



核酸純化 專區

Genomic DNA 純化套組及試劑 — 買2送1，可混搭

品名	型號	包裝	特色
GeneSpin Genomic DNA Kit	PT-GD112	50 rxns	適合多種樣本來源
Plant genomic DNA Kit	PT-PGDNA	50 rxns	植物genome純化套組
EasyExtract DNA extraction solution	PT-EQ-D010	10 ml	快速萃取試劑
	PT-EQ-D050	50 ml	快速萃取試劑

RNA 純化套組 — 買2送1，可混搭

Gene-Spin Total RNA Purification Kit	PT-RNA-MS-50	50 rxns	適合多種樣本來源
--------------------------------------	--------------	---------	----------

RNA純化試劑 — ① 1瓶85折 / 2瓶8折 ② 買 REzol 送 separation solution

REzol C&T	PT-KP200CT	200 ml	單一試劑
RNA separation solution	PT-KP40	40 ml	取代氯仿，無須毒化物處理

Plasmid DNA / PCR Clean-up & Gel Extraction 純化套組 — 買3送1，可混搭

GENE-SPIN Miniprep kit-V3	PT-MP530XL-V3	250 rxns	plasmid純化套組
Gene-Spin PCR Clean up & Gel Extraction Kit	PT-CG250	250 rxns	二合一DNA回收套組

PCR Taq DNA polymerase & Ready-to-Use Master Mix				
品名	型號	包裝	特色	優惠價
ProTaq	PT-525 (2U)	250 U	經典款快篩Taq	買2送1 此區可混搭
ProTaq Plus	PT-526 (2U)	500 U		
Hotstart Taq	PT-GL-HTAQ	250 U	熱啟動聚合酶	
Pfu DNA polymerase	PT-GL-PFU	250 U	高校正Taq	
2X Master Mix	PT-TMM228(D)	1.25 ml*2	常規PCR適用！ 適合GC-rich DNA template	
5X Master Mix	PT-TMM528(D)/(R)	1 ml *2	常規PCR適用！R適用快萃樣品	85折
Butter Taq 2X Mix	PT-BMM	100 rxns	熱啟動 Taq 混合試劑	
Super-Run EX Taq	PT-T535-250U	250 U	高效聚合酶、Cloning專用	
Fast-Run Advanced TaqMaster Mix	PT-TMM-AD	100 rxns	高效聚合酶Mix、Taq+Pfu Cloning專用	72折
PCRBIO Taq Mix Red	PB10.13-02	200 rxns	PCR產物最長6 kb 在25°C 和 37°C可穩定保存4週	7折
VeriFi™ Polymerase	PB10.42-01/-05	100U/500U	耐高溫高效能Pfu,產物最長17.5kb 快速 PCR conditions (10-30s/kb)	8折
VeriFi™ Mix (Red)	PB10.43-01/-05 PB10.44-01/-05	100 /500 rxns		
HS VeriFi™ Polymerase	PB10.45-01/-05	100U/500U	耐高溫高效能Pfu,產物最長17.5kb 最新AptaLock™ 熱啟動技術 快速 PCR conditions (10-30s/kb)	9折
HS VeriFi™ Mix (Red)	PB10.46-01 (10.47-01)	100 rxns		

Premixed dNTP					
品名	型號	包裝	3管	10管	50管
Premixed dNTPs, 10mM	PT-8010	1 ml	85折	8折	7折
Premixed dNTPs, 2.5mM	PT-8014	1 ml			

Separated dNTP				
品名	型號	包裝	特色	優惠價
dATP, 100 mM	PT-SB23A	400 µl	單管高濃度dATP	1管85折 4管8折
dTTP, 100 mM	PT-SB23T	400 µl	單管高濃度dTTP	
dCTP, 100 mM	PT-SB23C	400 µl	單管高濃度dCTP	
dGTP, 100 mM	PT-SB23G	400 µl	單管高濃度dGTP	

cDNA 合成酵素及 1-Step PCR

品名	型號	包裝	特色	優惠價
M-MuLV Reverse Transcriptase	PT-MMLV	10,000 U	高CP值反轉錄酵素	8折
MMLV Reverse Transcription Kit	PT-RT-Kit	100 rxns	高CP值cDNA合成試劑盒	
Super 2 RT-PCR Kit	PT-RP200	50 rxns	One-Step RT-PCR (兩管式) 含MMLV及HotStart Taq	
UltraScript 2.0 Reverse Transcriptase	PB30.33-01/-04	10,000 U/40,000 U	熱穩定性RT(55°C至65°C) 可低至4pg total RNA的高cDNA產量	7折
UltraScript 2.0 cDNA Synthesis Kit	PB30.31-02/-10	25/100 rxns	簡單的2管系統 熱穩定性RT(55°C至65°C)	
PCRBIO 1-Step Go RT-PCR Kit	PB10.53-05/-10/-50	50/100/500 rxns	熱穩定性RT(45°C至55°C) 含MMLV及HotStart Taq 市場領先的高靈敏度	7折

qPCR mix

qPCRBIO SyGreen Blue Mix (Lo/Hi/No- ROX)	PB20.15/16/17-01	1 ml*10	熱啟動HotStart Taq 可Fast cycling 含藍色染劑方便操作	破盤價！
qPCRBIO Probe Blue Mix (Lo/Hi/No- ROX)	PB20.25/26/27-01		熱啟動HotStart Taq 可Fast cycling 含藍色染劑方便操作 Multiplex適用	
qPCRBIO SyGreen 1-Step Detect (Lo/Hi-ROX)	PB25.11/12	100/300/1200 rxns	熱穩定性RT(45°C至55°C) 含MMLV及HotStart Taq	8折
qPCRBIO Probe 1-Step Go (Lo/Hi/No-ROX)	PB25.41/42/43	100/300/1200 rxns	市場領先的高靈敏度	

RNase Control reagent

RNA Keeper Tissue sample storage reagent	PT-R485-100ml	100 ml	保護RNA完整性的組織保存液	8折
RNase/DNase/EtBR Terminator	PT-R475-500ml	500 ml	RNase/DNase/EtBR去除噴劑	
RNase Inhibitor	PT-RI01	2,000 U	抑制RNase超厲害	
UltraPure DEPC Water	PT-P560-500	500 ml	RNA實驗聖水	
UltraPure Water	PT-P570	1 L	PCR 超純水	
	PT-P570-50	50 ml		



本頁產品一組85折，兩組以上8折



高效能的勝任細胞

- ① 高CP值
- ② 轉型效率高 $\sim 10^8$
- ③ 在地生產，供貨新鮮、速度快
- ④ 附 SOC 培養基，不需另外配製


品名	型號	包裝
DH5 alpha competent cells	PT-FTDH5/-6	15/90 x100ul
XL1 Blue competent cells	PT-FTXL1/-6	15/90 x100ul

Easy Media LB Agar

- ① 適用於 E. coli 的培養，用於 Cloning，DNA Plasmid 置備和重組蛋白生產。
- ② 打開即用包裝，9公分 Dish 規格
- ③ 標準Miller配方：15 g/L Agar, 10 g/L Casein Hydrolysate, 5 g/L Yeast Extract, 10 g/L NaCl



品名	型號	包裝
LB Agar Plate	PT-LB-301	10片/Pack
LB Agar/Kanamycin	PT-LB-001	10片/Pack
LB Agar/Ampicillin	PT-LB-101	10片/Pack
LB Agar/Chloramphenicol	PT-LB-401	10片/Pack
LB Agar/Amp/ IPTG/X-Gal	PT-LB-201	10片/Pack
LB Agar/Kan/ IPTG/X-Gal	PT-LB-501	10片/Pack



Blue white screen

R.T.U X-Gal IPTG Solution (1000X) 與 X-gal solution

- ① Ready-to-Use，方便使用
- ② 溶劑不含DMF和DMSO，非管制品無毒性
- ③ 適用於所有使用lacZ藍/白篩選的市售勝任細胞

品名	型號	包裝	特色
R.T.U X-Gal IPTG Solution (1000X)	PT-BL006	2 ml	可1000倍稀釋或塗抹使用
X-gal solution	PT-BL005	2 ml	濃度: 50 mg/ml

蛋白質鑄膠

品名	型號	包裝	特色
ACRY/BIS-ACRYLAMIDE 30% SOL 19:1	PT-1930	500 ml	
ACRY/BIS-ACRYLAMIDE 30% SOL 29:1	PT-BF344		
ACRY/BIS-ACRYLAMIDE 30% SOL 37.5:1	PT-BF347		
Protein Marker			
Prestained Protein Marker Plus	PT-PS03	250 μl	預染蛋白標準品，三種顏色及十種分子量
Protein Marker, Middle range	PT-PM01	500 μl	蛋白標準品，6種分子量, 14.4kD~116kD

蛋白電泳 專區

PT-PS03



好康方案

- 1 5 瓶 & 10 瓶：驚喜價，請洽當區業務
- 2 3 瓶 USDA + Labnet 電動單爪 + AxyPet Pro 手動單爪：NT\$50,000 元
- 3 瓶 Premium + Labnet 電動單爪 + AxyPet Pro 手動單爪：NT\$55,000 元

Premium grade 為 100% 美國原產、採集、製造
USDA Approved grade 為 Mexico 血源，美國生產



Cat. No.	Product Name	Unit
97068-085	FETAL BOVINE SERUM (FBS), PREMIUM GRADE	500ML
89510-186	FETAL BOVINE SERUM (FBS), USDA approved origin	500ML

1D自立式外旋蓋冷凍小管 (CL2ARBEPSTS-500)

- 1 保證不含人類 DNA、DNase、RNase、Pyrogen、ATP、PCR 抑制劑
- 2 醫療等級材質，重複滅菌也不變色
- 3 創新管蓋星狀凹槽：可適用自動化開蓋設備或嵌入不同顏色彩色蓋，快速識別樣品
- 4 大面積白色書寫區域
- 5 側邊國際標準 128 條碼便於直接判讀



買一箱凍管送2個冷凍保存盒
可選不同顏色的81孔或100孔保存盒
(BSM58061B & BSM58100)

MINICOOLER FOR 32 TUBES 1.5ml (913078)

- 1 用於冷凍保存，無需放入酒精或液體
- 2 在低溫下短期或長期儲存
- 3 實驗室和日常研究好幫手
- 4 絕緣外殼可確保在整個冷凍保存期間隔絕熱量
- 5 置於 -80°C 冰箱中時可提供 -1°C/分鐘的冷凍速率



優惠價：NT\$5,500元

Bullet PAGE One Precast Gel

- 1 速度最快 (400V, 10 分鐘)
- 2 膜轉印效率高
- 3 搭配傳統 TG-SDS 跑膠緩衝液
- 4 多種濃度可搭配 (6%, 8%, 5-11%, 5-15%)
- 5 兩種規格可選擇 (13 well/17 well)



買 Nacalai Precast Gel *20組
就送電泳槽 (WEP-MN)

垂直式蛋白質電泳槽 (ENDURO VE 10 System, E2010-PA)

- 1 最多可同時容納 4 片膠 (10cm*10cm)
- 2 有多種規格齒梳可供選擇
- 3 凝膠裝置簡易使用好上手
- 4 另有蛋白質轉漬系統



優惠價：22,000
再送 5L TG-SDS(10X)buffer *2瓶



Bio Basic 全品項化學品滿萬八折

VWR/Protech 熱銷 Chemicals 滿萬 8 折

品名	型號	包裝	廠牌
Albumin Bovine (BSA)	BV-BSAS-100G	100G	Bovogen
Ammonium Acetate	0103-500G	500G	VWR
Ammonium Persulfate (APS)	0486-25G	25G	VWR
Ampicillin Sodium Salt	0339-25G	25G	VWR
Boric Acid	PT-0588	500G/1KG	Protech
Bradford Reagent	E530-1L	1L	VWR
Bromophenol Blue	0449-25G	25G	VWR
Calcium Chloride, Dihydrate	0556-500G	500G	VWR
Citric Acid	PT-0101	1KG/5KG	Protech
Diethyl pyrocarbonate (DEPC)	E174-25G	25G	VWR
DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO)	0231-500ML	500ML	VWR
DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO, Ultrapure)	N182-5X10ML	5X10ML	VWR
DL-DITHIOTHREITOL (DTT)	PT-FS-DT0025	25G	Protech
D-PBS without Ca and Mg, Powder	07269-84	100G	Nacalai
EDTA	PT-0105	500G/1kg	Protech
EtBr Destaining Bag	E732-25	25Bag/Box	VWR
Ethidium Bromide (EtBr, 0.625mg/ml)	E406-5ML	5ML	VWR
Ethidium Bromide (EtBr, 10mg/ml)	X328-10ML	10ML	VWR
G418 Sulfate	E859-5G	5G	VWR
Glycerol	0854-1L	1L	VWR
Glycine	PT-CHGC-1KG	1KG	Protech
Hygromycin B	J607-100MG	100MG	VWR
Imidazole	0527-100G	100G	VWR
IPTG	0487-10G	10G	VWR
IPTG	PT-FS-IT0010	10G	Protech
Kanamycin Sulfate	0408-10G	10G	VWR
Kanamycin Sulfate	PT-FS-KM0005	5G/25G	Protech
N-Dodecyl-Beta-D-Maltoside (DDM)	J424-5G	5G	VWR
PBS, Ready-Pack, 2pk/bag (10x1L/pk)	0780-2PK	2pk/bag	VWR
Peptone	J636-1KG	1KG	VWR
Phenol, Saturated, pH4.5	0981-400ML	400ML	VWR
Phenol, Saturated, pH6.6/7.9	0945-400ML	400ML	VWR
Phenol:Chloroform, pH6.7/8.0 (25:24:1)	0883-400ML	400ML	VWR
Polyethylene glycol 8000 (PEG-8000)	0159-500G	500G	VWR
Protease Inhibitor Cocktail	M221-1ML	1ML	VWR
R.T.U. Proteinase K (20mg/ml)	BL003	1.25ML	Protech
RTU X-Gal IPTG Solution	BL006	2ML	Protech
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), 20% Solution	M112-500ML	500ML	VWR
Sucrose	0335-1KG	1KG	VWR
Tris	0497-1KG/5KG	1KG/5KG	VWR
Tris	PT-CHTS-1KG	1 kg	Protech
Tryptone	PT-FS-TT0500	500G	Protech
UREA	PT-0378	1KG/5KG	Protech

核酸電泳緩衝液

產品名稱	型號	包裝
5X TBE Buffer, 1L/5L	PT-J885-1L/-5L	1 L/5 L
50X TAE Buffer	PT-K915-1L	1 L

核酸雜和緩衝液

20X SSC Buffer, 2L/5L	0804-2L/-5L	2 L/5 L
20X SSPE Buffer	0810-1L/-5L	1 L

蛋白電泳緩衝液

10X TG Buffer, 2L/5L	0307-2L/-5L	2 L/5 L
10X TG-SDS Buffer, 2L/5L	0783-2L/-5L	2 L/5 L
4X Lower Gel Buffer	4X-LOW-1L	1 L
4X Upper Gel Buffer	4X-UP-1L	1 L
4X Protein Loading Dye	PT-PRO4XDYE	1 ML
1.5M Tris Buffer pH 8.8	J831-500ML	500 ML
0.5M Tris Buffer pH 6.8	J832-500ML	500 ML

其他實用緩衝液

10X PBS, pH6.6-7.2 (滅菌包裝)	K813-500ml	500 ML
10X PBS Buffer, pH7.4, 2L/5L	BF203-2L/-5L	2 L/5 L
10X TBS Buffer, 2L/5L	BF204-2L/-5L	2 L/5 L
5X PBST Buffer (with Tween 20)	BF201-500ML	500 ML
5X TBST Buffer (with Tween 20)	BF202-500ML	500 ML
1X PBS, pH7.2, 1L (滅菌包裝)	BF205-1L	1 L
1X TE Buffer, pH8.0	E112-500ml	500 ML
0.5M EDTA Solution, pH 8.0 (滅菌包裝)	E177-500ML	500 ML
1M Tris Buffer, pH 8.0	E199-500ML	500 ML
1M Tris Buffer, pH 7.5	E691-500ML	500 ML
PNPP Substrate Buffer	PT-BF206-500ML	500 ML



買一送一 (可混搭)