



加LINE送精美小禮物

第37屆生醫年會

波仕特生物科技

Protech Technology Enterprise Co., Ltd.



PRO TECH



波仕特生物科技

促銷期間：即日起 – 2023年4月30日 (限開發票及出貨)



全自動核酸萃取儀

GenePure Pro fully Automatic Nucleic Acid purification System/NPA-32P



GenePure Pro (NPA-32P) 是Bioer開發的新一代全自動核酸萃取純化系統。可以處理各種樣品，包括血液、組織和各種細胞。該系統操作簡單，功能齊全，萃取時間一小時內可完成，滿足高純度核酸純化的需求。



優惠價 \$360,000元

再送一組

Magbio kit 100 tests!

核酸操作專區



效率高

全新設計的磁珠系統可確保沒有磁珠殘留，並適用各種尺寸磁珠。



智能化

獨特的UI介面設計，可同時顯示所有詳細的程序和參數，方便用戶操作。



溫度精確度高

增強加熱模組功能，控溫準確，提高裂解和純化效率。




多功能性

加熱模組和磁棒的部分可以從32個樣本更換升級成48個樣本。



安全性高

試劑耗材各自獨立以及紫外線燈滅菌，可避免不同批次試劑之間的污染，確保安全。



標準化

可儲存編輯多個程序以確保實驗條件具有良好的再現性。



聚合酶連鎖反應儀

GeneExplorer (Bioer/PCR Machine)



- ★ 8吋彩色觸控螢幕
- ★ 新一代CPU, 觸控反應更快速
- ★ 人性化介面, 簡單易上手
- ★ 升降溫速率最快可達5.5°C/秒



#BYQ6631E 雙槽 48x0.2ml*2

驚喜價 **\$12X,000元**, 買再加送單爪一支或AVR穩壓器(WD-2400M)
或120組Fast-Run Taq 5X PCR Master Mix (TMM528) 就送雙槽版本!



- ★ 單槽版本具溫度梯度功能(1~30度)
- ★ 可儲存2000組PCR程式
- ★ 可設定至99組cycle數
- ★ 可細調升降溫速率



#BYQ6617E 單槽 96x0.2ml

驚喜價 **\$9X,000元**, 買再加送單爪一支或AVR穩壓器(WD-2400M)
或100組Fast-Run Taq 5X PCR Master Mix (TMM528) 就送單槽版本!


核酸
操作
專區





凝膠成像系統

Enduro™ GDS II Gel Documentation System



特色

- ★ **Ready-to-Use設計**，不須額外的機器組裝，只要與電腦連接即可使用
- ★ **操作方便**，自動對焦與自動調整曝光強度 (亦可手動調整)
- ★ **感興趣區域(ROI)功能**，可在30秒內的時間內最佳曝光
- ★ **無需多次曝光**，即可獲得優質圖像
- ★ **可使用30,000小時**，不需要再購買替換的紫外線燈泡
- ★ 可將照片另存為 **jpeg 或 16 bit .tiff 檔**

SKU	NAME	DESCRIPTION
GDS2-1302	ENDURO GDS II	with 302 nm
GDS2-1365	ENDURO GDS II	with 365 nm
GDST2-1302	ENDURO GDS Touch II	with 302 nm
GDST2-1365	ENDURO GDS Touch II	with 365 nm

核酸
操作
專區



藍光掃膠/切膠儀 (Microtek/#Bio-1000F)

- ★ 核酸電泳膠-觀膠/掃膠/切膠，一機搞定
- ★ 適用各大廠無毒染劑
- ★ 專利設計，掃描速度快且效果好
- ★ 人性化軟體介面及操作，快速上手
- ★ 掃膠面積(長x寬): 17.8 x 12.7 公分

方案1

方案2

優惠價 **\$65,000元**再送無毒染劑 (D3001) *3支

購買80組 Fast-Run Taq 5X PCR Master Mix (TMM-528)就送藍光掃描儀





PCRBIO SYSTEMS 品牌專區

PCRBIO SYSTEMS simplifying research



qPCR BIO SyGreen/ Probe Blue Mix

- ★ HotStart Taq
- ★ 領先市場的極佳靈敏度
- ★ 亦適合 GC-rich template
- ★ 適用標準或快速 PCR 步驟
(40 cycles < 40 分鐘)

\ 熱銷品 /
優惠價 5mL \$3,300



品名	編號	包裝
qPCR BIO SyGreen Blue Mix (Lo/ Hi/ Separate- ROX)	PB20.15/16/17-05	1ml*5
qPCR BIO Probe Blue Mix (Lo/ Hi/ Separate- ROX)	PB20.25/26/27-05	1ml*5

One-step RT- qPCR

適合已知目標，封閉系統減少污染。含熱穩定性 MMLV RTase，反應溫度達 45 - 55°C。

qPCR BIO SyGreen 1-Step Detect

- ★ 針對微量樣本，靈敏度高 (1pg-10ng total RNA)
- ★ 適用標準及快速 PCR step (<40min)

qPCR BIO Probe 1-Step Go

- ★ 是用多種探針 TaqMan®, Scorpions®, molecular beacons
- ★ 靈敏度高 (1pg-1µg total RNA; 10- 1x10⁸ copies viral RNA)
- ★ 反應快速，提供 early Ct

\ 買三送一 /

核酸
操作
專區

品名	編號	包裝	特色
Verifi polymerase	PB10.42-01/05	100U/500U	· 耐高溫高效能 Pfu
Verifi Mix	PB10.43-01/-05	100/500 rxns	· 產物可達 17.5kb
Verifi Mix Red	PB10.44-01/-05	100/500 rxns	· 快速 PCR conditions (10-30s/kb)
HS Verifi Polymerase	PB10.45-01/-05	100U/500U	· 有 Mix 形式
HS Verifi Mix	PB10.46-01	100 rxns	· 選擇是否需 Hot Start
HS Verifi Mix Red	PB10.47-01	100 rxns	
qPCR BIO SyGreen 1-Step Detect (Lo/Hi- ROX)	PB25.11/12	100/300/1200 rxns	· 高靈敏度
qPCR BIO Probe 1-Step Go (Lo/Hi/No- ROX)	PB25.41/42/43	100/300/1200 rxns	· 熱穩定性RT(45-55°C) · 可適用快速 PCR 條件
PCR BIO 1-Step Go RT-PCR	PB10.53-05/-10/-50	50/100/500 rxns	· 熱穩定性RT(45-55°C) · 適合 AT/ GC-rich DNA
UltraScript 2.0 Reverse Transcriptase	PB30.33/-01/04	10,000U/40,000U	· 熱穩定性RT(45-55°C) · 可低至4pg total RNA的高cDNA產量
UltraScript 2.0 cDNA Synthesis Kit	PB30.31-02/-10	25/100 rxns	· 熱穩定性RT(45-55°C) · 2-tube system
IsoFast Bst Polymerase	PB80.10-01/08	1600/ 8000 units	· 反應溫度 55-70°C
IsoFast Bst Polymerase With Dye	PB80.11-01/08	1600/ 8000 units	· 30 min 完成反應
IsoFast Bst Mix	PB80.12-01/05	100/500 rxns	· Glycerol-free
Fluorescent Dye	PB80.30-02/10	200/1000 rxns	· 2-part buffer system
IsoFast Bst 1-Step Mix	PB80.21-01/05	100/500 rxns	· Dual enzyme system



波仕特品牌專區

Protech Technology Enterprise Co., Ltd.

不管是抽核酸？
還是PCR試劑？
只要買相關產品
滿萬好禮四選一
(以原價計)

1. Nuclease free water, 1L *1
2. Agarose, 100G *1
3. TAE 50X, 1L *2
4. PES Syringe filter, 0.2 um *1

還不夠？

大量購買，單品優惠更使力
核酸萃取到PCR上機，最低 **6折** 起

什麼？

核酸萃取 & 純化

DNA/ RNA 萃取試劑組

品名	編號	包裝	特色	優惠方案
GenSpin Genomic DNA Kit	PT-GD112	50 rxns	適合多種樣本來源	買二送一
Plant genomic DNA Kit	PT-PGDNA	50 rxns	適合植物, 真菌	
EasyExtract DNA extraction solution	PT-EQ-D010	10 ml	快速萃取試劑	
EasyExtract DNA extraction solution	PT-EQ-D050	50 ml		
Total RNA Purification Kit	PT-RNA-MS-50	50 rxns	適合多種樣本來源	

RNA 單一萃取試劑

自由選/

REzol C&T	PT-KP200CT	200 ml	單一試劑	買三送一 or
RNA separation Solution	PT-KP040	40 ml	取代氯仿	買Rezol送KP040

Plasmid/ DNA clean up

GENE-SPIN Miniprep kit	PT-MP530XL-V3	250 tests	Plasmid純化套組	買三送一
GeneSpin PCR Clean up & Gel Extraction Kit	PT-CG250	250 tests	二合一 DNA回收套組	可混搭

RT-PCR & RNA 相關試劑

cDNA synthesis & RT-PCR

品名	編號	包裝	優惠方案
MMLV Reverse Transcriptase	PT-MMLV	10,000 U, 200U/μl	兩組 8 折
MMLV Reverse Transcription Kit	PT-RT KIT	100 rxns	一組 \$4,500
Super 2 RT-PCR Kit (MMLV)	PT-RP200	50rxns	一組 \$2,400
Super 3 AMV RT-PCR Kit	PT-RP300	50rxns	一組 \$3,000

RNA control 相關產品

RNA Keeper, Tissue sample storage reagent	PT-R485-100ML	100ml	兩組 8 折
UltraPure DEPC Water	PT-P560-500	500ml	
UltraPure Water, 50 mL	PT-P570-50	50ml	
UltraPure Water, 1L	PT-P570	1L	
RNase Inhibitor	PT-RI01	2000 U, 40U/ul	
RNase/DNase/EtBR 去除噴劑	PT-R475-500ML	500ml	



波仕特品牌專區

Protech Technology Enterprise Co., Ltd.

Protech DNA Polymerase selection guide

	ProTaq	Protaq Plus	Hotstart Taq	Pfu	Super-Run EX
Cat. No.	PT-525 (-2U)	PT-526 (-2U)	PT-GL-HTAQ	PT-GL-PFU	PT-T535-250U
Size	250 U	500 U	250 U	250 U	250 U
Concentration	2U/μl; 5U/μl	2U/μl; 5U/μl	5U/μl	5U/μl	5U/μl
Hot Start			✓		
A-tailing (TA cloning)	✓	✓	✓	(Blunt end)	✓
3' to 5' exo (proofreading)				✓	✓
Error rate	~10 ⁻⁴	~10 ⁻⁴	~10 ^{-5~6}	~10 ⁻⁷	8.7 x 10 ⁻⁶
Amplicon length	5 kb	5 kb	5 kb	5 kb	20 kb
Feature/ Application	· 經典款 · 快篩 Taq	· 經典款 · 快篩 Taq		· 高校正 Taq	· 高效聚合酶 · Cloning專用

PCR Taq Master Mix selection guide

	Fast-Run Taq 5x	Fast-Run Taq 2x	Butter Taq 2x	Fast-Run Advanced
Cat. No.	TMM-528 (-D/R)	TMM-228 (-D)	PT-BMM	PT-TMM-AD
Size	1mL x 2	1.25mL x 2	1.25mL x 2	1.25mL x 2
Reactions	200 rxn	100 rxn	100 rxn	100 rxn
Concentration	5X mix	2X mix	2X mix	2X mix
Dye	No / Yes	No / Yes	No	Yes
Hot Start			✓	
3' to 5' exo (proofreading)		✓		✓
Amplicon length	5 kb	20 kb	5 kb	20 kb
Storage	4°C	-20°C	-20°C	4°C
Feature/ Application	· 常規PCR使用 · TMM528-R 專門針 對快萃 gDNA 樣品	· 常規PCR使用 · 適合GC-rich DNA	· 熱啟動混和酵素	· 高效聚合酶 · Cloning · 定序

核酸
操作
專區

品名	編號	包裝	優惠方案
ProTaq DNA Polymerase	PT-525(2U)	250 U, 5U/μl	買二送一
Protaq Plus DNA Polymerase	PT-526(2U)	500 U, 5U/μl	
Hotstart Taq	PT-GL-HTAQ	250 U, 5U/μl	
Pfu DNA Polymerase	PT-GL-PFU	250 U, 5U/μl	
Fast-Run Taq 2x master Mix (w/-) dye	PT-TMM228(-D)	2.5 ml	
Fast-Run Taq 5x Master Kit (w/-) dye	PT-TMM528(-D/R)	2 ml	
Butter Taq 2x Master Mix	PT-BMM	100 rxn	85 折
Super-Run EX Taq DNA Polymerase	PT-T535-250U	250 U, 5U/μl	
Fast-Run Advanced TaqMaster Mix	PT-TMM-AD	100 rxns	7 折
Premixed dNTPs, 10mM, 1ml	PT-8010	10mM, 1ml	
Premixed dNTPs, 2.5mM, 1ml	PT-8014	2.5mM, 1ml	



波仕特品牌專區

Protech Technology Enterprise Co., Ltd.




Biomax Agarose (HI-BIOMAX-100/-500)

來自西班牙的電泳膠，適合常規快速分離 DNA or RNA 片段

★ 適用分離範圍: 250 bp to 23 Kb




買500G
送100G



A. 0.7% agarose gel in 0.5X TAE buffer. Sample: 1KB ladder

B. 2% agarose gel in 0.5X TAE buffer. Sample: 100bp ladder

DNA Marker



此區買一送一
可混搭，以高價計

品名	編號	包裝	特色
Bio 1kb Ladder	PT-M1-1KB	400 ul/ 400 Rxns	超值!附6X Loading dye
Bio 25bp DNA Ladder	PT-M1-25	500 ul/ 100 Rxns	
Bio 50bp DNA Ladder	PT-M1-50	500 ul/ 100 Rxns	Marker定量精準!
Bio Mass 100bp Ladder	PT-M1-100T	250 ul/ 50 Rxns	附6X Loading dye
Bio 1kb Mass DNA Ladder	PT-M5-1KB	500 ul/ 100 Rxns	
R.T.U.-1KB DNA Ladder	PT-BL001	500 ul/ 100 Rxns	定量精準，內含dye!
R.T.U.-100 DNA Ladder	PT-BL002	500 ul/ 100 Rxns	常溫儲存，隨拿隨用超方便!
ClearView DNA Stain	PT-D2001	1 ml	DNA gel 安全染劑
Safedye for Blue Light (6X)	PT-D3002	1 ml	6X loading dye型態，方便使用
Safe Dye for UV (6X)	PT-D4001	1 ml	6X loading dye型態，方便使用
6X DNA dye	PT-6X-DYE-1ML	1 ml	DNA loading dye (藍綠兩色)

核酸操作專區

Transformation

Chemically competent cells

波仕特在地生產，供貨新鮮速度快

- ★ 轉形效率 > 10⁸cfu/ μg
- ★ 每組均附 SOC medium
- ★ 常規性 cloning 最佳選擇
- ★ 適用藍白篩選

Fast Protocol
十分鐘
即可操作完成!

品名	編號	包裝
DH5-alpha	PT-FTDH5 (-6)	15x100ul/ 90X100ul
XL1 Blue Competent Cell	PT-FTXL1 (-6)	15x100ul/ 90X100ul

X-Gal & X-gal IPTG Solution

即用型溶液，不需再繁瑣的配製，捨去有毒DMSO & DMF!

- ★ Ready-to-Use
- ★ 溶劑不含 DMSO & DMF，非管制品、無毒性
- ★ 適用所有 lacZ 藍白篩選的市售勝任細胞
- ★ 快速顯色，不需靜置 4°C
- ★ -20°C 避光保存 6 個月

品名	編號	包裝
RTU X-Gal Solution, 50 mg/ml	PT-BL005	2 ml
RTU X-Gal IPTG Solution	PT-BL006	2 ml

此區單品八折 /



台北 02-26557677 | 台中 04-22624883 | 新竹 03-5753468 | 竹南 037-680138 | 高雄 07-3425707 | 東部 03-8463953



Corning Cell Counter自動細胞計數儀



Corning自動細胞計數儀是一款輕巧的設備，透過USB連接到搭載Windows 10作業系統及有連網的電腦，並通過其軟體即可透過雲端運算快速獲得結果。

- 快** 使用雲端進行影像分析，3秒可完成細胞計數
- 直觀介面** 只需簡單的培訓，即可輕鬆使用
- 準** 雲端影像分析系統時時更新，提供您最佳準確度
- 無耗材** 使用一般血球計數器即可，無需耗材
- 無時間/空間限制** 影像及數據儲存 CytoSMART Cloud 雲端硬碟中。只要有網路，不限平台、時間和地點就能檢視及分析影像和細胞數量

促銷方案 /
只要
\$139,000




直觀操作介面

按下Count後即上傳雲端計算



一致性與重複性高

和人工誤差say goodbye




Different concentrations of C6 cells were counted manually and using the Corning Cell Counter (n = 3). In both cases, the count corresponds well with the theoretical concentration (error bars represent the standard deviation)



強大的雲端運算能力

群聚細胞也能準確計算



The image analysis algorithm is able to detect clusters of cells.




多樣化數據呈現

提供statistic和histogram



死/活細胞判讀

加入Trypan blue能檢測細胞存活



Dead cells stained with Trypan blue are detected by the image analysis algorithm. Red circles represent dead cells, green circles represent live cells.

輕量小體積
122x122x125 mm
1 Kg

高畫質
1536 x 1536
pixel

細胞直徑
4 - 70 µm

計數範圍
5 x 10⁴ - 1 x 10⁷
Cells/mL

細胞培養專區



高養分的US origin FBS胎牛血清

- Cell culture 用血清的最佳選擇

Premium grade (97068-085, 500ML) 為 100% 美國原產、採集、製造

USDA Approved grade (89510-186, 500ML) 為 中美洲血源、美國生產



好康
2選1

買10瓶送1瓶
買10瓶送SWITCH
(動物森友會特表板主機)




超級進化版轉染試劑

好禮
2選1

訂購 Biontix以下任一組轉染試劑

- ① Saining Cell Culture plate任1箱 (6/12/24/48/96 well)
- ② Axygen Filter Tip任 1 Unit (10/200/1000ul加長型)

品名	編號	包裝	特色
METAFACTENE® PRO	T040-1.0	1 ml	· 廣效型轉染:適用plasmid、mRNA、siRNA和miRNA及共轉染 · 最小化細胞毒性作用 · 完整的文獻參考
K2® Transfection System	T060-1.0	1.5 ml	· 高效轉染試劑+ Multiplier倍增器, 有效降低細胞免疫防禦 · 高CP值
K4® Transfection System	T080-1.0	1 ml	· 最新轉染試劑!加強型高效轉染試劑 + Multiplier倍增器 · 適合難以轉染的細胞



K2轉染系統的效率明顯優於競爭廠牌, 轉染pCMV-Luc DNA到數種細胞

細胞培養專區



- ★ 優質光學透明Polystyrene材質
- ★ 電子束滅菌, 滅菌保證: SAL 10⁻⁶
- ★ 無DNase/RNase, 無熱原



品名	編號	包裝	優惠方案
6 well plate, TC treat	ZS-1010000	individual pack; total:100pcs	買2送1
24 well plate, TC treat	ZS-1012000	individual pack; total:100pcs	
96 well plate, TC treat	ZS-1014000	individual pack; total:100pcs	
96well cell culture plate, flat bottom, non treated	ZS-1014300	individual pack; total:100pcs	
35mm Cell Culture Dish, With Grip Ring, TC Treated	ZS-1020140	10PCS/BAG, total:500pcs	驚爆價 \$1,600
100mm Cell Culture Dish, With Grip Ring, TC Treated	ZS-1022000	10PCS/BAG, total:300pcs	
100mm Cell Culture Dish, TC Treated	ZS-1022100	10PCS/BAG, total:300pcs	
150mm Cell Culture Dish, With Grip Ring, TC Treated	ZS-1025140	5PCS/BAG, total:60pcs	買2送1
Flask 25cm2, Breathable cap, TC treated	ZS-1030000	10/bag, 20bags/case	
Flask 75cm2, Breathable cap, TC treated	ZS-1031000	5/bag, 20bags/case	
Flask 175cm2, Breathable cap, TC treated	ZS-1032000	5/heat sealing bag, 10bags/case	
Flask 225cm2, Breathable cap, TC treated	ZS-1033000	5/bag, 5bags/case	驚爆價 \$630
10ml Serology Pipette	ZS-1043011	50PCS/BAG, 4BAGS/CASE; total:200PCS	
25ml Serology Pipette	ZS-1044001	25PCS/BAG, 8BAGS/CASE; total:200PCS	
5ml Serology Pipette	PT-MSP0501-1	50pcs/bag, 10bags/cs; total:500PCS	買2送1



Corning Lambda™ EliteMax Semi-automated Benchtop Pipettor (半自動臺式移液器)



詳情請洽
當區業務 /

- ★ 配置單通道和 12 通道
- ★ 從試劑槽中填充至各孔盤
- ★ 可進行序列稀釋、盤到盤轉移、管到管轉移和全盤複製
- ★ 孔到孔轉移
(僅適用於單通道頭的 cherry picking protocol)
- ★ 在微孔盤之間準確、精確地轉移液體和化合物
- ★ 可按行或列轉移
- ★ 可以執行其他複雜的應用程序，例如樣品製備、timed reaction、PCR 製備、cell-based測定設置


Accuracy		Precision	
20 µl	<±2.0%	20 µl	<1.5% CV
100 µl	<±1.5%	100 µl	<1.0% CV
200 µl	<±1.0%	200 µl	<0.7% CV

sptlabtech

Apricot S3 high-performance multi-channel pipetting system



EZ-load tip technology



- ★ 多通道移液系統，可自由更換移液核心
- ★ 配置96/384通道核心可一次性完成96/384盤的移液操作
- ★ 通過Microsoft Surface平板界面進行控制，支援有線和Wifi功能
- ★ 自動化 X、Y、Z 定位以提高工作流程的靈活性
- ★ 可進行吸液、分液、混勻、連續分液、序列稀釋(8,16)
- ★ 使用 EZ-Load Tip 技術，操作簡單，快速更換
- ★ 體積小巧，節省空間，適合放置生物安全操作櫃和通風櫃

Dispensing Precision	(96-1000) <3% CV at 10µL
	(96-500) <3% CV at 5µL
	(96-384-125) <3% CV at 1µL
Dispensing Accuracy	(96-1000) +/-2% error at 10µL
	(96-500) +/-2% error at 5µL
	(96-384-125) +/-2% error at 1µL

移液專家



AXYGEN品牌專區

Pipet-Aid (Axygen/#MOTOPET-1)

- ★ 適用1~100 mL pipettes
- ★ 含PTFE濾片和liquid blocking活塞,杜絕交叉汙染
- ★ 最高排氣速度可達4秒25 mL
- ★ 人體工學設計、壓力感應板機設計,流速操控随心所欲
- ★ NiMH電池,可充電使用,電池充飽可使用11-14小時

① 優惠價8800元再送好禮三選一

- ① ClearVision 6X Loading Dye(D3001) *1管
- ② 10ml塑膠吸管(ZS-1043011) *1箱
- ③ 128GB隨身碟 *1支

② 購買10組

(TMM-528)就送

③ 買兩支送一箱

10cm cell culture dish (ZS-1022000)



二代輕量型- AxyPet Pro

① AxyPet Pro 單爪-2支 優惠價16,000元,再送6孔架子(PT-A003)

② AxyPet Pro 8爪 -1支 優惠價16,000元

- ★ 色彩標示按鍵易分辨體積
- ★ 低阻力按鍵保護手指
- ★ 人體工學設計輕鬆不費力
- ★ 可高溫高壓滅菌、抗UV
- ★ 提供簡易校正工具,適用多種液體
- ★ 手感佳,超輕 (< 80 g)



AxyPet Pro單爪		AxyPet Pro 8爪	
體積範圍 (μl)	編號	體積範圍 (μl)	編號
0.1 - 2	AP-2-P	0.5 - 10	AP-8-10-P
0.5 - 10	AP-10-P	5 - 50	AP-8-50-P
2 - 20	AP-20-P	20 - 200	AP-8-200-P
5 - 50	AP-50-P	50 - 300	AP-8-300-P
10 - 100	AP-100-P		
20 - 200	AP-200-P		
100 - 1,000	AP-1000-P		

Pipetman 直購優惠價

- ① 購買AxyPet單爪:1支4,999元 / 2支9,199元 / 6支25,999元
- ② 購買AxyPet 8爪:單支16,000元,贈送1支AxyPet單爪 (任選)
- ③ 購買電動單爪:單支16,300元,贈送1支AxyPet單爪 (任選)
- ④ 購買電動8爪:單支33,000元,贈送1支AxyPet 8爪 (任選)



AxyPet單爪		AxyPet 8爪		電動單爪		電動8爪	
體積範圍 (μl)	編號	體積範圍 (μl)	編號	體積範圍 (μl)	編號	體積範圍 (μl)	編號
2 - 20	AP-20	1 - 10	AP-8-10	0.5-10	P3600L-10	0.5-10	P3608L-10
5 - 50	AP-50	5 - 50	AP-8-50	2 - 20	P3600L-20	2 - 20	P3608L-20
10 - 100	AP-100	20 - 200	AP-8-200	10 - 200	P3600L-200	10 - 200	P3608L-200
20 - 200	AP-200	50 - 300	AP-8-300				
50 - 250	AP-250						
100 - 1,000	AP-1000						



※ 保固3年,1年1次免費校正 ※ 電動1ml規格請洽業務



離心機系列



小烏龜 (Labnet/#C1601)

- ★ 可放置更多樣品轉子設計
(8*1.5/2.0 mL或4*PCR Strips)
- ★ 轉子更換方便快捷 (附八連排轉子)
- ★ 外蓋開關容易, 便於單手操作
- ★ 內建煞車系統, 可縮短操作時間
- ★ 轉速: 6000 rpm



優惠價

\ \$9,600 /

方案1 再送好禮三選一

① ClearVision 6X Loading Dye(D3001) *1管

② 10ml塑膠吸管(ZS-1043011) *1箱

③ 128GB隨身碟 *1支

方案2 購買10組 (TMM-528)就送



盤式小離心機 (Labnet/#C1000)

- ★ 適合各種標準 PCR 盤
- ★ PCR 實驗前後使用
- ★ 容量: 2 microplates
- ★ 轉速: 2500 rpm



優惠價

\ \$25,000 /

再送PCR-96M2-HS-C*1U



高速離心機 (Labnet/#C2500)

- ★ 轉速: 500~15,000 rpm
- ★ 最大相對離心力: 21,200 xg
- ★ 最大容量: 24 x 1.5/2.0 mL微量離心管
- ★ 計時器: 可設定0.5~99分鐘或連續。長按Quick鍵可短暫離心



優惠價

\ \$60,000 /

再送2盒1.7ml Eppendorf
(Axygen/#MCT-175-C)



冷凍離心機 (Labnet/#C2500-R)

- ★ 轉速: 500~13,500 rpm
- ★ 最大相對離心力: 17,135 xg
- ★ 最大容量: 24 x 1.5/2.0 mL微量離心管
- ★ 溫度設定: -10°C~40°C
- ★ 計時器: 可設定0.5~99分鐘或連續。長按Quick鍵可短暫離心

優惠價

\ \$155,000 /

再送一箱1.7ml Eppendorf
(Axygen/#MCT-175-C)



實驗室常用儀器





乾浴槽系列

震盪乾浴槽

(Bioer/#MB-202 /Thermo Shaker)



- ★ 人性化彩色觸控螢幕介面
- ★ 溫控範圍: 0~100°C
- ★ 混合速度: 300~3,000 rpm
- ★ PID溫度控制系統, 控溫精確
- ★ 可設定10組連續程式
- ★ 多種Block可選擇, 無需工具即可更換

優惠價
\\$63,000 /

方案1 再送一箱1.7ml Eppendorf
(Axygen/#MCT-175-C)

方案2 購買80組 (TMM-528)就送

震盪乾浴槽

(Bioer/#MB-101 /Mixing Block)



- ★ 溫控範圍: 0~105°C
- ★ 混合速度: 300~1,500 rpm
- ★ 採用PID溫度控制系統
- ★ 多種Block可供選擇
- ★ 操作介面簡單

優惠價
\\$42,000 /

方案1 再送一箱1.7ml Eppendorf
(Axygen/#MCT-175-C)

方案2 購買50組 (TMM-528)就送

加熱/冷卻乾浴槽 (含Block)

(Bioer/#CHB-201 /Cooling & Heating Block)



- ★ 溫控範圍: 0~100°C
- ★ 可設定連續五組溫度程式
- ★ 採用PID溫度控制系統
- ★ 多種Block可供選擇
- ★ 操作介面簡單

優惠價
\\$25,000 /

再送一箱1.7ml Eppendorf
(Axygen/#MCT-175-C)

加熱乾浴槽 (含Block)

(Bioer/#HB-201 /Heating Block)

- ★ 溫控範圍: RT+5~100°C
- ★ 可設定連續五組溫度程式
- ★ 採用PID溫度控制系統
- ★ 多種Block可供選擇
- ★ 操作介面簡單

優惠價
\\$20,000 /

再送一箱1.7ml Eppendorf
(Axygen/#MCT-175-C)



Vortex (Labnet/#S0200)

- ★ 強大耐操的馬達，可有效混合
- ★ 多種轉接頭可選擇，可適用15/50 mL 離心管、微量離心管和96孔盤
- ★ 可置於冷房或培養箱使用

方案1

優惠價
\$8,400
再送
好禮三選一

方案2

購買10組
(TMM-528)
就送

- ① ClearVision 6X Loading Dye(D3001) *1管
- ② 10ml塑膠吸管(ZS-1043011) *1箱
- ③ 128GB隨身碟 *1支



GyroMini 3-D Mixer (Labnet/#S0500)

- ★ 專為採血管及離心管混合設計，提供溫和且徹底的混合
- ★ 轉速: 固定24 rpm
- ★ 混合角度: 3D轉動/固定20°
- ★ 平台面積: 24 x 17 cm
- ★ 配有波紋墊，可以牢固地固定檢體
- ★ 可置於冷房和培養箱使用

優惠價
\$16,000

再送一瓶TAE或TBE
或小米延長線



MiniMix™ Nutating 3-D Mixer (Labnet/#S0600)

- ★ 專為處理blotting和staining gels而設計
- ★ 轉速: 固定18 rpm
- ★ 混合角度: 3D轉動/固定5°
- ★ 平台面積: 20 x 16.5 cm
- ★ 可置於冷房或培養箱

優惠價
\$16,000

再送一瓶TAE或TBE
或小米延長線



Revolver™ Adjustable Lab Rotator (Labnet/#H5600)

- ★ 360° 旋轉
- ★ 混和角度: 0-90 °
- ★ 轉速: 固定18 rpm
- ★ 可置於冷房或培養箱
- ★ 多種adaptor可選擇，可適用1.5/2.0 mL 微量離心管、15或50 mL離心管

優惠價
\$16,000

再送一瓶TAE或TBE
或小米延長線



Labnet搖擺樂系列

買就送5盒1.7ml Eppendorf /
(Axygen/#MCT-175-C)

ProBlot™ Rocker 25 (Labnet/#S2025-B)



- ★ 混合角度: 固定7°傾角
- ★ 計時器: 0~2小時或連續
- ★ 平台面積: 26 x 20 cm
- ★ 平台最高負重: 5 kg
- ★ 適用Resuspending, homogenizing, mixing

優惠價
\ \$30,000 /



Labnet Rocker 35 EZ (Labnet #S2035-DE)



- ★ 伸縮式角度: $\pm 20^\circ$ 前傾角
- ★ 計時器: 0~2小時或連續
- ★ 平台面積: 35.6 x 28 cm
- ★ 平台最高負重: 5kg

優惠價
\ \$35,000 /



Orbit™ 1000 Digital Shaker (Labnet #S2030-1000-B)



- (含止滑墊平板)
- ★ 速度: 20 ~ 300 rpm
 - ★ 計時器: 0~99 分鐘或連續
 - ★ 平台面積: 30 x 30 cm
 - ★ 平台最高負重: 5kg

優惠價
\ \$55,000 /



盤式震盪器 (Labnet/#S2020-P4-B)



- ★ 速度: 100 ~ 1200 rpm
- ★ 計時器: 0 - 99 min 或 持續
- ★ 平台容量: 4 microplates
- ★ 平台面積: 29 x 20 cm

優惠價
\ \$36,600 /





核酸電泳槽系列



水平電泳槽(Bioer/#GE-100)

- ★ 適用於agarose gel
- ★ 抗化學腐蝕能力強,使用壽命長
- ★ 簡單輕便,方便攜帶及操作
- ★ 內建直流式電壓
- ★ 附標準置膠組:製膠台*1、大製膠托盤 (11*5.5 cm)*2、小製膠托盤 (6*5.5 cm)*4、齒梳*2

優惠價

¥8,000 /

方案1 再送好禮三選一

- ① ClearVision 6X Loading Dye(D3001) *1管
- ② 10ml塑膠吸管(ZS-1043011)*1箱
- ③ 128GB隨身碟*1支

方案2 購買10組 (TMM-528)就送



迷你水平電泳系統 (Major Science/MJ105A+MP-100)



- ★ 小片膠12 wells/大片膠25 wells
- ★ 可配合12爪tip間距,可一次加入大量樣本
- ★ 單一壓模:一體成形製膠台
- ★ 透明安全上蓋具備通風孔避免水氣影響觀察
- ★ 可耐130°C 高溫
- ★ 膠體托盤 (tray)具備5 mm高度標示,方便 鑄膠時判斷厚度
- ★ 可一次性製作6個瓊脂凝膠 (2大4小)

優惠價

¥9,500 /

方案1 再送好禮三選一

- ① ClearVision 6X Loading Dye(D3001) *1管
- ② 10ml塑膠吸管(ZS-1043011)*1箱
- ③ 128GB隨身碟*1支

方案2 購買10組 (TMM-528)就送

nippi

BioMasher系列研磨器

買Nippi PowerMasherII + BioMasher II或BioMasher III*2

只要 \$9300 /

創新研發的攪拌棒尖端及離心管磨砂材質內壁使研磨效果UP!!


BioMarsher II (Cat#NI-320103) :

- ① 粗糙的離心管內壁及攪拌棒前端牢牢抓住檢體,大幅降低研磨時間
- ② 原創攪拌棒有磨砂尖端及檔流板,防止研磨中組織飛濺
- ③ 動植物組織昆蟲等樣品適用


BioMarsher III (Cat#NI-320302) :

- ① 內建Column過濾,分離出均質後的組織液,萃取步驟更Easy!!
- ② 軟硬組織皆適用,特別是高纖維樣品,用途更廣

對於難以均質的樣品,獨家電動攪拌器 (PowerMasher II) 可幫助研磨



PowerMasher II



保冷槽 MINICOOLER FOR 12/32 TUBES 1.5ml (092392/913078)

- ★ 實驗室研究好幫手
- ★ Polycarbonate外殼填充無毒隔熱凝膠隔絕外界溫度
- ★ 將樣品保持在-20°C 達60分鐘的
- ★ 長 x 寬 x 高:240 x 160 x 146 MM
- ★ 可放12支/32支1.5ML或2ML管



優惠價

\$2,600 / \$6,000



AXYGEN品牌專區

一般款Filter Tip : 優惠價 \$9X00/每箱

	品名	編號
Filter Tip	10 µL Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-300-R-S
	10 µL 加長 Filter tip/盒裝/滅菌	TXLF-10-R-S
	20 µL Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-20-R-S
	100 µL Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-100-R-S
	200 µL Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-200-R-S
	1000 µL Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-1000-R-S

加長型&MultiRack Filter Tip : 優惠價 \$10X00/每箱

	品名	編號
加長型Filter tip	10 µL 加長Filter tip/盒裝/滅菌	TF-10XT-C-R-S
	200 µL 加長Filter tip/盒裝/滅菌	TF-200XT-C-R-S
	1000 µL 加長Filter tip/盒裝/滅菌	TF-1000XT-C-R-S
MultiRack Filter tip	10 µL 加長Filter tip/低殘留 /盒裝/滅菌	MRF-10XT-L-R-S
	200 µL Filter tip/低殘留 /盒裝/滅菌	MRF-200NX-L-R-S
	200 µL 加長Filter tip/低殘留 /盒裝/滅菌	MRF-200XT-L-R-S
	300 µL 加長Filter tip/低殘留 /盒裝/滅菌	MRF-300XT-L-R-S
	1000 µL 加長Filter tip/低殘留 /盒裝/滅菌	MRF-1000XT-L-R-S

耗材大放送

填充式及堆疊式Tip : 單箱9折, 三箱85折, 五箱8折

	品名	編號	包裝
Refill System	RFL-222-C	200 µL	50 racks/箱
	RFL-300-C	10 µL	50 racks/箱
MultiRack Reload System	MR-1000XT-RL	1000 µL	32 racks/箱
	MR-200-RL	200 µL	40 racks/箱
	MR-10XT-RL	10 µL	40 racks/箱
MultiRack TipStation System	MR-200-TS-S	200 µL	5 Stacks/箱
	MR-10XT-TS-S	10 µL	5 Stacks/箱



填充式訂一箱再送10個專用Rack /





AXYGEN品牌專區

15/50 ml離心管

\ 買二送一 /

品名	編號	包裝
15 ml離心管	CT-15-PL-TW	500 tubes/箱
50 ml離心管	CT-50-PL-TW	500 tubes/箱

5/10 ml站立式螺旋管

\ 買二送一 /

品名	編號	包裝
5ml 滅菌站立螺旋管	SCT-5ML-S	25支/包, 500支/箱
10ml 滅菌站立螺旋管	SCT-10ML-S	25支/包, 500支/箱

熱銷產品促銷：單箱9折，三箱85折，五箱8折

Tubes only



0.5 mL	Conical	Clear	Screw Cap Tubes	ST-50
0.5 mL	Self Standing	Clear	Screw Cap Tubes	ST-50-SS
1.5 mL	Conical	Clear	Screw Cap Tubes	ST-150
1.5 mL	Self Standing	Clear	Screw Cap Tubes	ST-150-SS
2.0 mL	Conical	Clear	Screw Cap Tubes	ST-200
2.0 mL	Self Standing	Clear	Screw Cap Tubes	ST-200-SS
0.5 mL	Conical	Amber	Screw Cap Tubes	ST-50-X
0.5 mL	Self Standing	Amber	Screw Cap Tubes	ST-50-SS-X
1.5 mL	Conical	Amber	Screw Cap Tubes	ST-150-X
1.5 mL	Self Standing	Amber	Screw Cap Tubes	ST-150-SS-X
2.0 mL	Conical	Amber	Screw Cap Tubes	ST-200-X
2.0 mL	Self Standing	Amber	Screw Cap Tubes	ST-200-SS-X

Quantity: 500 tubes/pack, 8 packs/case
Maximum G-force: 20,000 RCF

Caps, With O-ring



Clear	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-C
Grey	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-GR
White	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-W
Red	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-R
Orange	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-O
Yellow	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-Y
Green	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-G
Blue	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-B
Brown	Non-Looped Screw Caps with O-ring	SCO-BR

Quantity: 500 caps/pack, 8 packs/case;
*Assorted = 50 caps/bag, 10 bags/pack, 8 packs/case

耗材大放送



AXYGEN品牌專區

熱銷產品促銷：單箱9折，三箱85折，五箱8折

	品名	編號	編號	
PCR盤 / 封膜	96 孔盤 / 無裙	PCR-96-FLT-C	100 plates/箱	
	96 孔盤 / 半裙 / 適用大部分機型	PCR-96M2-HS-C	50 plates/箱	
	96 孔盤 / 半裙 / 適用 ABI 機型	PCR-96-AB-C	50 plates/箱	
	96 孔盤 / 全裙	PCR-96-FS-C	50 plates/箱	
	96 孔盤 0.1ml / 無裙	PCR-96-LP-FLT-C	100 plates/箱	
	96 孔盤 0.1ml / 半裙 / 適用 ABI 機型	PCR-96-LP-AB-C	100 plates/箱	
	PCR 封膜	PCR-TS	100 films/箱	
	Q-PCR 封膜	UC-500	100 films/箱	
八連排	PCR 0.2ml 八連排 + 平蓋	PCR-0208-C + PCR-02-FCP-C	1,250 strips/箱	
	PCR 0.2ml 八連排 + 凸蓋	PCR-0208-C + PCR-02CP-C	1,250 strips/箱	
	PCR 0.2ml 八連排 + qPCR 平蓋	PCR-0208-C + PCR-2CP-RT-C	1,250 strips/箱	
	PCR 0.1ml 八連排	PCR-0108-LP-C	1,250 strips/箱	
	PCR 0.1ml 八連排 + qPCR 平蓋	PCR-0108-LP-RT-C	1,250 strips/箱	
	PCR四連排+蓋; Rotor-Gene Q專用	PCR-0104-C	250 Strips+caps/盒	
	PCR tube	0.2ml 透明	PCR-02-C	10,000 tubes/箱
	Microcentrifuge tube	0.6ml Microcentrifuge tube	MCT-060-C	10,000 tubes/箱
1.5ml 防爆 Microcentrifuge tube		MCT-150-C	5,000 tubes/箱	
1.7ml Microcentrifuge tube		MCT-175-C	5,000 tubes/箱	
Pipet tip	10 µl tips	T-300	20,000 支/箱	
	10 µl 加長 tips	T-10XT-C	10,000 支/箱	
	200 µl Clear tips	TR-222-C	20,000 支/箱	
	200 µl Yellow tips	TR-222-Y	20,000 支/箱	
	200 µl 加長 tips	T-200XT-C	10,000 支/箱	
	1000 µl Clear tips	T-1000-C	5,000 支/箱	
	1000 µl Blue tips	T-1000-B	5,000 支/箱	
	1000 µl 加長 tips	T-1000XT-C	7,680 支/箱	

耗材大放送

熱銷產品
全面大促銷



蛋白質電泳專區



ENDURO™ 300V power supply (E0303)

優惠價

\ \$18,400 /

- ★ 輸出電壓: 2-300 V
- ★ 輸出電流: 4-500 mA
- ★ 最大輸出功率: 90 W
- ★ 輸出端子: 4對
- ★ 定時功能: 1 min-99 hrs 59 mins或連續
- ★ 適用於DNA、RNA、蛋白質電泳與Blotting
- ★ 可多台堆疊設計, 空間使用彈性



ENDURO VE 10 System (E2010-PA)

再送2瓶5L TG-SDS (10X) buffer

優惠價

\ \$19,900 /

- ★ 最多可同時容納 4 片膠(10cm*10cm)
- ★ 凝膠裝置簡易使用好上手
- ★ 有多種規格齒梳可供選擇
- ★ 另有蛋白質轉漬系統



WEP-MN Vertical Electrophoresis Tank (WEP-MN)

- ★ Size: 143W × 84D × 140H (mm)
- ★ 所需 Buffer Volume: 350 - 530 ml
- ★ 搭配Bullet PAGE One Precast Gel, 跑膠10分鐘
- ★ 與Bio rad Tetra cell的 Gel cassette相容

買
WEP-MN電泳槽
+Precast Gel 20組
只要 \$99,000

品名	編號	包裝	Well
Bullet PAGE One Precast Gel, 5-11%	13077-04/13078-94	10 片	13/17
Bullet PAGE One Precast Gel, 5-15%	13079-84/13080-44	10 片	13/17
Bullet PAGE One Precast Gel, 6%	13081-34/13082-24	10 片	13/17
Bullet PAGE One Precast Gel, 8%	13083-14/13084-04	10 片	13/17


下列產品
大量
再享優惠

蛋白質鑄膠

品名	編號	包裝	優惠方案
ACRY/BIS-ACRYLAMIDE 30% SOL 19:1	PT-1930	500 ml	單瓶 \$1500
ACRY/BIS-ACRYLAMIDE 30% SOL 29:1	PT-BF344-500ML	500 ml	
ACRY/BIS-ACRYLAMIDE 30% SOL 37.5:1	PT-BF347-500ML	500 ml	

蛋白電泳標準品

品名	編號	包裝	特色	優惠方案
Prestained Protein Marker Plus	PT-PS03	250 µl	預染蛋白標準品 三種顏色及十種分子量	買三送一
Protein Marker, Middle range	PT-PM01	500 µl	蛋白標準品	





Bio Basic全品頂+ VWR熱銷化學品

聯合特價

方案1

任兩件8折

方案2

買1萬送1桶NaCl 5Kg (PT-0241),
滿2萬送1桶Glycine 5Kg (PT-CHGC)



VWR 熱銷 Chemicals

品名	編號	包裝
25X TAE READY-PACK	0912	2PK/BAG
ACRY/BIS-ACRYLAMIDE 30% SOL 29:1	E344	500ML
ACRY/BIS-ACRYLAMIDE 30% SOL 37.5:1	E347	500ML
AGAROSE I	0710	500G
AGAROSE II	0815	100G
AGAROSE SFR	J234	25G/100G/250G
AMMONIUM ACETATE	0103	500G
AMPICILLIN SODIUM SALT	0339	25G
BORIC ACID	0588	500G/1KG/5KG*2
BROMOPHENOL BLUE	0449	25G
CALCIUM CHLORIDE, DIHYDRATE	0556	500G
CESIUM CHLORIDE	0415	100G/250G
CTAB	0833	500G
D-GLUCOSE, ANHYDROUS	0188	500G/1KG
DIETHYLPYROCARBONATE (DEPC)	E174	25G
DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO)	N182	5x10ML
DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO)	0231	500ML
D-SORBITOL	0691	500G
DTT	0281	25G
EDTA	0105	500G/1KG/1KG*5
ETHIDIUM BROMIDE	0492	25G
ETHIDIUM BROMIDE (ETBR), 0.625 MG/ML	E406	5ML
ETHIDIUM BROMIDE (ETBR), 10MG/ML	X328	10ML
ETBR DESTAINING BAGS	E732	25BAGS/BOX
GLYCEROL	0854	1L/4L
GUANIDINE HYDROCHLORIDE	0287	500G
HEPES, SODIUM SALT	0485	500G
HYGROMYCIN B 50 MG/ML	K547	20ML
HYGROMYCIN B	J607	100MG
IMIDAZOLE	0527	50G/100G/1KG
ISOPROPYL ALCOHOL	0918	1L/4L
LAEMMLI LOADING BUFFER 4X	M337	25ML
L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE	0877	500G
METHANOL ANHYDROUS	0323	4L
N-DODECYL-B-D-MALTOSE HIGH PURITY GR	J424	5G
PBS 10X SOLUTION ULTRA PURE GRADE	J373	4L
PBS, 10L(POWDER)	0780	10L
PBS, 50L(POWDER)	0780	50L
PBS, READY-PACK, 2PK/BAG (10X1L/PK)	0780	2PK/BAG
PEPTONE BACTERIOLOGICAL GRADE	J636	1KG
PHENOL, SATURATED, PH4.5	0981	400ML
POTASSIUM CHLORIDE (KCL)	0395	1KG
POTASSIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, ANHYDROUS (KH2PO4)	0781	1KG
SODIUM DODECYL SULFATE (SDS), 20% SOLUTION	M112	500ML
SODIUM AZIDE	0639	250G
SODIUM BICARBONATE	0865	1KG
SODIUM CHLORIDE	0241	1KG/5KG/5KG*2
SODIUM DODECYL SULFATE	0227	250G
SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, ANHYDROUS	0404	500G/1KG
SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, HEPTAHYDRATE	0348	500G
SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, ANHYDROUS	0571	500G
SUCROSE	0335	500G/1KG/5KG
SULFURIC ACID	0499	500ML
TBS BUFFER, 20X LIQUID	J640	4L
TBS, READY-PACK, 2PK/BAG (20X1L/PK)	0788	2PK
TMB PLUS LIQUID 1-COMPONENT SUBSTRATE	K830	100ML
TRICINE BUFFER	E170	500G
TRIS HYDROCHLORIDE	0234	1KG
TRIS	0497	500G/1KG/5KG/5KG*5
TRYPAN BLUE SOL., 0.4%	K940	100ML



各式實用BUFFER



\ 全面買一送一 /

價格相同者可以混搭

核酸電泳緩衝液

品名	編號	包裝
5X TBE Buffer	PT-J885-1L/-5L	1 L/5 L
50X TAE Buffer	PT-K915-1L	1 L

核酸雜和緩衝液

品名	編號	包裝
20X SSC Buffer	PT-0804-2L/-5L	2 L/5 L
20X SSPE Buffer	PT-0810-1L/-5L	1 L/5 L

蛋白電泳緩衝液

品名	編號	包裝
10X TG Buffer (Transfer buffer)	PT-0307-2L/-5L	2 L/5 L
10X TG-SDS Buffer (Running buffer)	PT-0783-2L/-5L	2 L/5 L
4X Lower Gel Buffer	PT-4X-LOW-1L	1 L
4X Upper Gel Buffer	PT-4X-UP-1L	1 L
4X Protein Loading Dye	PT-PRO4XDYE	1 ML
1.5M Tris Buffer pH 8.8	PT-J831-500ML	500 ML
0.5M Tris Buffer pH 6.8	PT-J832-500ML	500 ML

其他實用緩衝液

品名	編號	包裝
10X PBS, pH6.6-7.2 (滅菌包裝) HOT SALE	PT-K813-500ml	500 ML
10X PBS Buffer, pH7.4 HOT SALE	PT-BF203-2L/-5L	2 L/5 L
10X TBS Buffer	PT-BF204-2L/-5L	2 L/5 L
5X PBST Buffer (with Tween 20)	PT-BF201-500ML	500 ML
5X TBST Buffer (with Tween 20)	PT-BF202-500ML	500 ML
1X PBS, pH7.2 (滅菌包裝)	PT-BF205-1L	1 L
1X TE Buffer, pH8.0	PT-E112-500ml	500 ML
0.5M EDTA Solution, pH 8.0 (滅菌包裝)	PT-E177-500ML	500 ML
1M Tris Buffer, pH 8.0	PT-E199-500ML	500 ML
1M Tris Buffer, pH 7.5	PT-E691-500ML	500 ML
Tris Buffer 1M pH 7.4	PT-BF102-500ML	500 ML
RBC Lysis Buffer (1X)	PT-BF103-500ML	500 ML
PNPP Substrate Buffer	PT-BF206-500ML	500 ML

2023 - 生物醫學聯合學術年會

國防醫學院3F



促銷期間：即日起 – 2023年4月30日 (限開發票及出貨)



北區 0800-231-530 | 竹苗 0800-500-110 | 中部 0800-555-650 | 南部 0800-268-266
台北 02-26557677 | 竹南 037-680138 | 台中 04-22624883 | 高雄 07-3425707