

Filter 加長型 Tip 加長 破盤活動來囉

Filter tip特色比較	加長型	低殘留	細尖型	盒裝	滅菌	透明色
TF-XT-	✓		✓	✓	✓	✓
MRF-XT-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Long Reach Filter Tips

產品名稱	原廠編號	包裝
10 µL 加長Filter tip	TF-10XT-C-R-S	50盒/箱
200 µL 加長Filter tip	TF-200XT-C-R-S	50盒/箱
1000 µL 加長Filter tip	TF-1000XT-C-R-S	40盒/箱



MultiRack Filter Tips

產品名稱	原廠編號	包裝
10 µL加長低殘留Filter tip	MRF-10XT-L-R-S	50盒/箱
200 µL低殘留Filter tip	MRF-200NX-L-R-S	50盒/箱
200 µL加長低殘留Filter tip	MRF-200XT-L-R-S	40盒/箱
300 µL加長低殘留Filter tip	MRF-300XT-L-R-S	40盒/箱
1000 µL加長低殘留Filter tip	MRF-1000XT-L-R-S	40盒/箱



任選3樣商品就送1支
Axygen Pipet Pro

詳情請洽當區業務

Axygen 微量加長Tip 用起來

產品特點

- 比一般微量Tip更纖長
- 可耐受高溫高壓滅菌(121°C, 15分鐘)
- 兼容絕大多數微量分注器
- 微量滴管表面帶有刻度，可輕鬆判斷吸/分液體積
- 原材料符合美國FDA USP Class VI的標準
- 無DNase, RNase, pyrogenic 和 Human gDNA



圖1. 用1mL加長微量tip為T25細胞培養瓶直接換液，簡單方便




圖2. 用10µL加長微量tip進行微量分注，更準確


10µl 加長微量吸管(T-10XT-C)



200µl 加長微量吸管(T-200XT-C)



1000µl 加長微量吸管(T-1000XT-C)



方案一 買一送一

10µl 加長微量吸管(T-10XT-C)

包裝規格:1箱(1000支/包, 10包/箱)+2 unit(10 rack)

→ 優惠價:9400元

200µl 加長微量吸管(T-200XT-C)

包裝規格:1箱(1000支/包, 10包/箱)+2 unit(10 rack)

→ 優惠價:8800元

1000µl 加長微量吸管(T-1000XT-C)

包裝規格:1箱(768支/包, 10包/箱)+2 unit(8 rack)

→ 優惠價:7500元

方案二 混搭優惠價

10µl 加長微量吸管(T-10XT-C)

包裝規格:10包(1000支/包)

200µl 加長微量吸管(T-200XT-C)

包裝規格:10包(1000支/包)

1000µl 加長微量吸管(T-1000XT-C)

包裝規格:10包(768支/包)

買三送一

任你搭