


液體操作小幫手 儀器耗材搭起來



FastPette™ Pro 移液控制器

- 超省力設計，方便控制操作模式及分配速率
- LED顯示螢幕，可以清楚看到 操作模式、電池狀態
- 易更換電池及配件
- 移液器矽膠支架可高溫高壓滅菌
- 附有掛壁架跟桌上架

透過兩個按鈕控制
吸吐速度大液晶顯示器顯示
電池狀態以及所選
的移液模式和速度易更換電池及配件，
鋰電池可連續使
用長達八小時

產品規格:

重量	210 G
續航力	7-8小時
可高溫高壓滅菌配件	Nose piece, pipet holder and filter
適用Pipet 類型	玻璃或塑膠pipet, 0.5 至 100 mL
電壓	120 - 240V




組合餐優惠! 買FastPette Pro 送Serology pipette

優惠價
9XXX另有多種優惠
請洽業務買2送1!
好禮再加碼

Serological Pipette 血清移液管



- 顏色環標記，便於識別
- 雙向刻度線和負刻度線設計
- 獨立包裝，確保安全無菌
- 無菌保證SAL 10⁻⁶
- 完美搭配市場上主流 Pipet-Aid

顏色環標記
便於識別雙向刻度線和
負刻度線設計
多樣的吸取操作刻度清晰、準確
便於識別體積獨立包裝
確保安全無菌尖端
一體成形完美搭配市場上
主流吸管輔助器
(Pipet-Aid)

Cell Culture Flask- T.C. coated 細胞組織培養瓶



- 0.22μm PTFE 疏水濾膜防止細胞污染
- 寬口+傾斜頸設計，方便操作處理細胞
- 側邊(水平及垂直)雙向體積刻度
- 電子束滅菌，滅菌保證：SAL 10⁻⁶，無
Dnase/RNase，無熱原

名稱	規格/包裝	編號
FastPette™ Pro	1 Set	P2002
5ml Serology Pipette	400 pcs/Case	1042000
10ml Serology Pipette	400 pcs/Case	1043010
25ml Serology Pipette	200 pcs/Case	1044000
50ml Serology Pipette	200 pcs/Case	1045000
Flask 25cm ² , Breathable cap, TC treated	10 pcs/Bag, 20 bags/case	1030000
Flask 75cm ² , Breathable cap, TC treated	5 pcs/Bag, 20 bags/case	1031000
Flask 175cm ² , Breathable cap, TC treated	5 pcs/Bag, 10 bags/case	1032000
Flask 225cm ² , Breathable cap, TC treated	5 pcs/Bag, 5 bags/case	1033000

PRO TECH

波仕特生物科技





極究日本工匠精神

無往不利的細胞培養術

- 優質光學透明Polystyrene材質
- 耗材有履歷，每袋包裝標註批號

- γ 射線滅菌包裝，內毒素 ≤ 0.5 EU/mL
- 特殊的表面處理，確保最佳的細胞附著和生長

放射線滅菌済
Irradiation Sterile



Cell Culture Dish- T. C. coating

- 日本製高品質
- 低內毒性： <0.5 EU/mL
- 35mm, 60mm 150mm dish易抓握設計




細胞組織培養盤 Cell culture plate- T. C. coating

- 日本製高品質
- 低內毒性： <0.5 EU/mL
- 獨立分隔Well設計防止交叉汙染
- 蓋子在培養過程中不易形成水珠凝結



常備耗材買2送1，10cm Dish & ELISA plate 特價



產品名稱	型號	包裝	優惠
35mm Dish	3000-035	300 pcs/case	買2送1
60mm Dish	3010-060	300 pcs/case	
100mm Dish	3020-100	300 pcs/case	
150mm Dish	3030-150	60 pcs/case	買2送1
6well cell culture plate	3810-006N	45pcs/case	買2送1
12well cell culture plate	3815-012	50pcs/case	
24well cell culture plate	3820-024	50pcs/case	
48well cell culture plate	3830-048	50pcs/case	
96well cell culture plate	3860-096	50pcs/case	
Elisa plate, flat bottom, 96 wells w/o lid	3801-096D	50pcs/case	超低破盤價
Centrifuge tube, PP, 15mL	2325-015N	300 pcs/case	買2送1
Centrifuge tube, PP, 50mL	2345-050N	200 pcs/case	
Cell Scrapers for 75,150 and 225cm ² flasks	9010-320	100 pcs/case	驚爆價
Cell Scrapers for 25 and 75cm ² flasks	9020-250	100 pcs/case	

