

UltraScript cDNA Synthesis Kit
PB30.11-S
產品試用調查表

測試單位			
測試人		聯絡電話	
測試日期		銷貨單號	
原本使用產品 (廠牌,包裝,價格)			
RNA Quality			
1. 使用 RNA 來源物種及組織 ?			
2. 使用 RNA 的濃度 ?			
3. 使用 RNA 的 A260/280 ?			
步驟 (若有不同請標明)			
Prepare a master mix, 20 µl final volume:			
Reagent		20 µl reaction	
5x cDNA Synthesis Mix		4.0 µl	
20x RTase (先加酵素再加 RNA 樣本)		1.0 µl	
Total RNA or oligo(dT) purified mRNA (between 4.0pg and 0.4µg)		___µl	
PCR grade dH2O		Up to 20 µl	
Incubate at 42°C for 30 minutes.			
Incubate at 85°C for 10 minutes to denature RTase.			
測試結果			
☐ 滿意 Satisfied ☐ 普通 Neutral ☐ 不滿意 Dissatisfied			
cDNA 產量 (ng/ul) :			

cDNA 後續 PCR(電泳圖) or qPCR (Ct value/Amplification curve..等) 圖表：

辛苦您了！

有您的意見將讓我們產品更加完美！

建議以及心得