

UltraScript 2.0 cDNA Synthesis Kit

PB30.31-S

產品試用調查表

測試單位			
測試人		聯絡電話	
測試日期		銷貨單號	
原本使用產品(廠牌,包裝,價格)			
RNA Quality			
1. 使用 RNA 來源物種及組織 ?			
2. 使用 RNA 的濃度 ?			
3. 使用 RNA 的 A260/280 ?			
步驟 (若有不同請標明)			
Prepare a master mix, 20 µl final volume			
Reagent	20 µl reaction		
5x cDNA Synthesis Mix	4.0 µl		
UltraScript 2.0 for cDNA Synthesis (with RNase inhibitor)	1.0 µl		
20pg to 3.5µg Total RNA or oligo(dT) purified mRNA	___µl		
PCR grade dH2O	Up to 20 µl final volume		
Incubate at 50-55°C for 10-30 minutes.			
Incubate at 95°C for 10 minutes to denature RTase.			
測試結果			
☐ 滿意 Satisfied ☐ 普通 Neutral ☐ 不滿意 Dissatisfied			
cDNA 產量 (ng/ul) :			

cDNA 後續 PCR(電泳圖) or qPCR (Ct value/Amplification curve..等) 圖表：

辛苦您了！

有您的意見將讓我們產品更加完美！

建議以及心得