

試封強強聯手

Hot 凡訂購 qPCR Blue Mix 享有
Axygen 光學封膜 (UC-500) 優惠
兩盒驚爆價 9260 元

Ultra Clear Pressure Sensitive Sealing Film

AXYGEN
A Corning Brand

- 適用溫度 -70~100 度
- 適用密封 96 和 384 孔 PCR 反應盤
- 透明度適合進行光學分析
- 應用於 Real-Time PCR (qPCR)
- 封膜採用獨特的壓敏膠合劑，沒有任何干擾光學分析的黏性殘留物



品名	編號	包裝
Ultra Clear Pressure Sensitive Sealing Film	UC-500	100 片


qPCR SyGreen/ Probe Blue Mix

準確度高 | 再現性佳 | 靈敏度優

- 2x Master Mix
- 有不同濃度的 ROX 染劑選擇
- HotStart Taq，產物專一性更高
- Blue Mix 為非 PCR 抑制性染劑，便於實驗操作
- 適合複雜 DNA template，包括 GC-rich 的序列
- 適用於標準或快速的 PCR 步驟（快速 PCR，40 cycles <40 分鐘）

PCRBIOSYSTEMS
simplifying research

品名	編號
qPCRBIO SyGreen Blue Mix (Lo/ Hi/ Separate- ROX)	PB20.15/16/17
qPCRBIO Probe Blue Mix (Lo/ Hi/ Separate- ROX)	PB20.25/26/27



優惠難得，不要錯過！

封盤成雙 科研更EASY



選手A 0.1ml無裙邊96孔盤

PCR-96-LP-FLT-C


25盤/盒，4盒/箱

- 平頂薄型
- 體積:100ul
- 適用於0.1mL熱循環儀模組

選手B

0.2ml半裙邊96孔盤
PCR-96M2-HS-C
10盤/包，5包/箱

- 透明薄壁
- 體積:200ul
- 適用大多部分PCR machine，qPCR machine及定序儀



選手C

0.1ml半裙邊96孔盤
PCR-96-LP-AB-C
25盤/盒，4盒/箱

- PCR快速模式最佳化
- 體積:100ul
- 專為ABI PCR machine設計，適用FastPCR 7500、7900、StepOne、QuantStudio (100ul block)

選手A攜手
UC-500
優惠價
13999

選手B攜手
UC-500
優惠價
9000

選手C買就
送UC-500



0.2ml 8連管+平蓋
(用於一般PCR)
PCR-0208-C +
PCR-02-FCP-C
125條/包
優惠價**2500**



0.2ml 8連管+光學蓋
(用於qPCR)
PCR-0208-C +
PCR-2CP-RT-C
125條/包
優惠價**2500**



0.1ml 8連管+光學蓋
(用於qPCR)
PCR-0108-LP-RT-C
125條/包
優惠價**2800**

