


Axygen PlateMax 半自動封膜機非常適合需要均勻一致密封微孔板的中低通量實驗室。密封參數透過友善的控制面板進行設定和顯示，密封操作是半自動化的，以確保結果一致。



AXYGEN® PLATEMAX™ 半自動封膜機


商品特色

- 占地面積小
- 操作簡單
- 安全性高
- 適用各種微孔盤及熱封膜



PCR盤適配器

多功能雙面適配器在密封過程中提供支撐96孔和384孔PCR盤用途，以獲得最佳結果。
該適配器與大多數無裙邊、半裙邊和全裙邊PCR盤相容。



測定和存儲板適配器

此適配器適用於需要額外支撐的軟性盤。例如：各式體積深孔盤



密封框

由於密封膜的重量和性質，它們在光干擾下容易捲曲和移動。
Axygen® PlateMax™ 板密封機附帶一個密封框架，用於在密封過程中將封膜固定到位。