

生醫年會大優惠

AGAROSE 特惠 快來把握機會

方案一

買二送一




Agarose, 100g
Cat. PT-CHAR-100G

限量!

核酸分析必備產品!


1. 適合常規實驗，快速分離 DNA/ RNA 片段。
2. 易於配置，適用於大量篩選實驗。

◀ PT-M1-100T 跑膠30分鐘



方案二

買一送一



LINE



f



0800-231-530

台北 02-26557677 | 台中 04-22624883 | 新竹 03-5753468
竹南 037-680138 | 高雄 07-3425707 | 東部 03-8463953

AGAROSE SFR

高解析度瓊脂膠, Low Melt

1. 具有優秀的透明度、Low Melt ($\leq 70^{\circ}\text{C}$)
2. 適用分離片段 20~2000bp。範圍 200~1000bp 間，大小差異 2% 可清楚分辨
3. 應用：In-gel PCR/ Cloning/ Restriction Digests, (Amplified Fragment Length Polymorphisms), STR's (Short Tandem Repeats) and tetranucleotide repeats

本張所有活動
限開發票一次出貨
先搶先贏售完為止
產品限量出售

限量!

100g 大包裝
Cat. J234-100G


買大送小



(100g)



(25g)



Optimal Running Conditions

GEL %	OPTIMAL SEPARATION RANGE (bp)
2.0	500 – 2,000
3.0	100 – 1,200
4.0	50 – 500
5.0	20 – 250

◀ 100bp Ladder (VWR, K180-250UL) were stained with EZ-Vision™ (VWR, N313) and were resolved on a 2% Agarose SFR™ gel prepared in 1X TAE buffer.

25g 小包裝
Cat. J234-25G

方案一：高解析瓊脂膠富翁

買三送一



方案二：一款不夠再加一款

買一送一



高解析瓊脂膠




Agarose,
100g x 1btl
#PT-CHAR-100G

一般型瓊脂膠



OR

R.T.U.-100
DNA Ladder,
500μL x 5vial
#PT-BL002



※以上活動皆擇一方案使用



0800-231-530

台北 02-26557677 | 台中 04-22624883 | 新竹 03-5753468
竹南 037-680138 | 高雄 07-3425707 | 東部 03-8463953