



庫存清倉 優惠活動

售完為止，另提供3個月保固期

乾浴槽 Dry bath



ThermoES輕便可移動，鋁合金樣本槽易清潔，恆溫4度操控。



ThermoQ恆溫金屬儀，具壓力熱蓋、防爆防蒸發設計，可電腦控制，程序可調，防燙保護，外觀小巧。

編號: CB-S4-9602; 規格: 96 × 0.2ml

ThermoES (控溫範圍:4度)

優惠價 **\$4500**

編號: CHB-T2-D;

規格: 96 × 0.2ml, 上蓋加熱

ThermoQ 優惠價 **\$15000**



labnet



Labnet電動單爪

功能:

吸排(Auto)、混合(Mix)

連續分注(MD)

進階連續吸取/分注(sa/sd)

型號:

P3600L-10 0.5-10μl 單爪

電動Pipette 限量1支

P3600L-1200 100-1200μl

單爪電動Pipette 限量3支



Labnet Enduro™ Gel XL Electrophoresis System

型號: E0160 限量1台

產品特色

- 大容量設計：支持大尺寸凝膠，適合多樣本電泳需求
- 穩定的電場：提供均勻的電場，確保分離效果一致
- 高效冷卻系統：內建高效冷卻系統，防止過熱，維持最佳電泳條件
- 易於操作：簡單易用的設計，適合實驗室日常使用
- 靈活性：可選配多種凝膠模具，適應不同實驗需求

Labnet電動單爪

優惠價 **\$9900**

Labnet Gel XL水平電泳槽

優惠價 **\$8000**



Labnet Vortex 型號: S0200

強大耐用馬達，多種轉接頭，可適用15/50 mL離心管、微量離心管及96孔盤，可放置冷房或培養箱使用。

Labnet Vortex 限量一台

優惠價 **\$5200**

我有一點小缺陷
Touch功能喪失
請不要嫌棄