

PDM2025004

波仕特生物科技

PROTECH TECHNOLOGY ENTERPRISE CO., LTD.



第39屆生醫年會

JACBS



促銷期間：即日起 - 2025年5月31日 (限開發票及出貨)



波仕特五虎將 選購樂

常用儀器

方案一

買再送好禮

3選1

1. ClearView DNA Stain (D2001) *1管
2. 10ml 塑膠吸管 (ZS-1043010) *1箱
3. 128GB 隨身碟 *1支



優惠價
9000 元



小烏龜 Labnet/#C1601

- 可放置更多樣品轉子設計 (8x1.5/2.0ml 或 4xPCR Strips)
- 轉子更換方便快速 (附八連排轉子)
- 外蓋開關容易，便於單手操作
- 內建煞車系統，可縮短操作時間
- 轉速：6000rpm



優惠價
9300 元



FastPettePro (Labnet/#P2002)

- 超省力設計
- LED顯示螢幕，可以清楚看到操作模式、電池狀態
- 易更換電池及配件
- 適用體積 0.5-100 mL
- 附充電座與壁掛架

方案二

購買10組 (TMM528/528D)
就送任一項



優惠價
8600 元



Vortex Labnet/#S0200

- 強大耐操的馬達，可有效混合
- 多種轉接頭可選擇，可適用 15/50mL 離心管、微量離心管和 96 孔盤
- 可置於冷房或培養箱使用



優惠價
8200 元



水平電泳槽 (Bioer/#GE-100)

- 適用於 agarose gel
- 抗化學腐蝕能力強，使用壽命長
- 簡單輕便，方便攜帶及操作
- 內建直流式電壓
- 附標準置膠組：製膠台*1、大製膠托盤 (11cmx5.5cm)x2、小製膠托盤 (6cmx5.5cm)x4、齒梳*2

迷你水平電泳系統 (Major Science/#MJ105A)

優惠價 **7500 元**

迷你水平電泳系統 (含電源供應器) (Major Science/#MJA-100P)

優惠價 **9200 元**

- 小片膠 12 wells / 大片膠 25 wells
- 可配合 12 爪 tip 間距，可一次加入大量樣本
- 單一壓模：一體成形製膠台
- 透明安全上蓋具備通風孔避免水氣影響觀察
- 可耐 130°C 高溫
- 膠體托盤 (tray) 具備 5mm 高度標示，方便鑄膠時判斷厚度可一次性製作 6 個瓊脂凝膠 (2 大 4 小)



MP-100



MJ105A

1



盤式小離心機(Labnet/#C1001)

- 適合各種標準PCR盤
- PCR實驗前後使用
- 容量：2microplates
- 轉速：2500rpm(500g)
- 計時器：可設定0~99分鐘

優惠價
26000 元




高速離心機(Labnet/#C2500)

- 最大相對離心力：21,200xg
- 最大容量：24x 1.5/2.0 mL微量離心管
- 轉速：500~15,000 rpm
- 計時器：可設定0.5~99分鐘或連續。
長按Quick鍵可短暫離心

優惠價
63000 元

輕巧無負擔小儀器

TOPSCIEN



SmartPro-7 Mini Centrifuge 迷你離心機

(Topscien/#8012090)

- 附有安全鎖
- 設計按壓自動開門系統
- 可同時放置多樣品轉子設計
(12*1.5/2.0mL和4*PCR Strips)
- 轉速：1000-7000rpm
- 可設定時間1秒~999分鐘和快速離心
- RPM和RCF可輕鬆轉換

優惠價
9000 元



T-MDBS Mini Dry Bath 迷你乾浴槽

(Topscien/#8011530)

- 溫控範圍：RT+5~100°C
- 從室溫到37度只需要2分鐘
- LED顯示，易於設定和操作
- 設計輕巧，可完全掌控於手中
- 不同的鋁製模塊可選擇
- 透明蓋能使模塊的溫度均勻

優惠價
9000 元




震盪/搖擺系列

常用儀器

活動方案

裙擺搖搖，以下三項均一價 **16000** 元 或
購買20組Fast-Run Taq 5X PCR Master Mix (TMM528/528-D)就送



GyroMini 3-D Mixer (Labnet/#S0500)

- 專為採血管及離心管混合設計，提供溫和且徹底的混合
- 轉速：固定24rpm
- 混合角度：3D轉動/固定20°
- 平台面積：24cmx17cm
- 配有波紋墊，可以牢固地固定檢體
- 可置於冷房和培養箱使用



MiniMix™ Nutating 3-D Mixer (Labnet/#S0600)

- 專為處理blotting和staining gels而設計
- 轉速：固定18rpm
- 混合角度：3D轉動/固定5°
- 平台面積：20cmx16.5cm
- 可置於冷房和培養箱使用



Revolver™ Adjustable Lab Rotator(Labnet/#H5600)

- 360° 旋轉
- 轉速：固定18rpm
- 可置於冷房和培養箱使用
- 多種adaptor可選擇，可適用1.5/2.0mL微量離心管、15mL或50mL離心管

3



Labnet儀器Shaking一下，搖出優惠

常用儀器



Deluxe ProBlot Rocker 35-Single platform

(Labnet #S2035-E)

- 伸縮式角度：± 20° 前傾角
- 計時器：0~2小時或連續
- 平台面積：36cmx28cm
- 平台最高負重：6.5kg

優惠價
34000 元




Deluxe ProBlot Rocker 35-Double platform

(Labnet #S2035-DE)

- 伸縮式角度：± 20° 前傾角
- 計時器：0~2小時或連續
- 平台面積：36cmx28cm
- 平台最高負重：7.8kg

優惠價
34000 元



ProBlot™ Rocker 25

(Labnet #S2025-B)

- 混合角度：固定7° 前傾角
- 計時器：0~2小時或連續
- 平台面積：28.9cmx20.3cm
- 平台最高負重：5kg
- 適用Resuspending, homogenizing, mixing

優惠價
26000 元



Orbit™ 1000 Digital Shaker

(Labnet #S2030-1000B)

(含止滑墊平板S2031-12)

- 速度：20~300rpm
- 計時器：0~99分鐘或連續
- 平台面積：30cmx30cm
- 平台最高負重：4kg

優惠價
50000 元



盤式震盪器 (Labnet #S2020-P4-B)

- 速度：100~1200rpm
- 計時器：0~99分鐘或連續
- 平台面積：29cmx20cm
- 平台容量：4microplates

優惠價
38000 元

4



乾浴槽系列-三溫暖抱抱，價格溫暖你的心

常用儀器



震盪乾浴槽

(含Block D 35x1.5ml或Block E 35x2.0ml)
(Bioer/#MB-202/ThermoShaker)

- 人性化彩色觸控螢幕介面
- 溫控範圍：0~100°C
- 混合速度：300~3,000 rpm
- PID溫度控制系統，控溫精確
- 可設定10組連續程式
- 多種Block可選擇，無需工具即可更換

優惠方案

優惠價

59,000

元 或

購買80組Fast-Run Taq 5X PCR Master Mix
(TMM528/528-D)即贈送

震盪乾浴槽

(含Block A 40x1.5ml)
(Bioer/#MB-101/Mixing Block)

- 溫控範圍：0~105°C
- 混合速度：300~1,500 rpm
- 採用PID溫度控制系統
- 多種Block可供選擇
- 操作介面簡單

優惠方案

優惠價

40,800

元 或

購買50組Fast-Run Taq 5X PCR Master Mix
(TMM528/528-D)即贈送



加熱乾浴槽

(含Block A 40x1.5ml)
(Bioer/#HB-201/Heating Block)

- 可設定連續五組溫度程式
- 溫控範圍：RT+5~100°C
- 採用PID溫度控制系統
- 多種Block可供選擇
- 操作介面簡單

優惠價

18000

元

加熱/冷卻乾浴槽

(含Block A 40x1.5ml)
(Bioer/#CHB-201/Cooling & Heating Block)

- 可設定連續五組溫度程式
- 溫控範圍：0~100°C
- 採用PID溫度控制系統
- 多種Block可供選擇
- 操作介面簡單

優惠價


24800

元

5



核酸膠檢儀器



凝膠成像系統

Enduro™ GDS II Gel Documentation System (Labnet/#GDST2-1302)

- Ready-to-Use設計，不須額外的機器組裝，只要與電腦連接即可使用
- 操作方便，自動對焦與自動調整曝光強度(亦可手動調整)
- 感興趣區域(ROI)功能可在30秒內的時間內最佳曝光
- 無須多次曝光即可獲得優質圖像
- 可適用30,000小時，不需要再購買替換的紫外線燈泡
- 可將照片另存為jpeg或16bit tiff檔

詳情請洽當區業務
優惠價

3X0000 元



藍光掃膠/切膠儀

(Microtek/#Bio-1000F)

- 核酸電泳膠-觀膠/掃膠/切膠，一機搞定
- 適用各大廠無毒染劑
- 專利設計，掃描速度快且效果好
- 人性化軟體介面及操作，快速上手
- 掃膠面積(長X寬)：17.8公分X12.7公分

優惠方案

優惠價

76,800

購買100組Fast-Run Taq 5X PCR Master Mix
(TMM-528/528-D)即贈送

核酸
操作
專區



BioMasher系列研磨器

創新研發的攪拌棒尖端及離心管磨砂材質內壁使研磨效果UP!!

優惠方案

購買PowerMasher II + BioMasher II 只要**8,000**元

購買PowerMasher II + BioMasher III 只要**8,500**元




BioMasher II (Cat#NI-893062)

- 1.粗糙的離心管內壁及攪拌棒前端牢牢抓住檢體，大幅降低研磨時間
- 2.原創攪拌棒有磨砂尖端及擋流板，防止研磨中組織飛濺
- 3.動植物組織昆蟲等樣品適用




PowerMasher II
(Cat#NI-891300)



BioMasher III (Cat#NI-320302)

- 1.內建Column過濾，分離出均質後的組織液，萃取步驟更Easy!!
- 2.軟硬組織皆適用，特別是高纖維樣品，用途更廣
對於難以均質的樣品，獨家電動攪拌器(PowerMasher II)
可幫助研磨



BioMasher III

MINICOOLER FOR 12/32 TUBES 1.5ml

(092392/913078)

- 實驗室研究好幫手
- Polycarbonate外殼填充無毒隔熱凝膠隔絕外界溫度
- 將樣品保持在-20°C達60分鐘
- 長X寬X高：240mmX160mmX146mm
- 可放12支/32支1.5ml或2ml管

優惠價

2800/6300 元



保冷槽





聚合酶連鎖反應儀(PCR)

核酸分析小幫手，多方儀器讓你挑

核酸
操作
專區



#BYQ6640E梯度雙槽48x0.2mlx2

驚喜價 **13X,000** 元 買再加送穩壓器

購買130組Fast-Run Taq 5X PCR Master Mix (TMM-528/528D)即贈送梯度雙槽版本！



#BYQ6617E梯度單槽 96x0.2ml

驚喜價 **9X,000** 元 買再加送穩壓器

購買100組Fast-Run Taq 5X PCR Master Mix (TMM-528/528D)即贈送梯度單槽版本！

- ✓ 具溫度梯度功能
- ✓ 可儲存2000組PCR程式
- ✓ 可設定至99組cycle數
- ✓ 可細調升降溫速率

- ✓ 8吋彩色觸控螢幕
- ✓ 新一代CPU，觸控反應更快速
- ✓ 人性化介面，簡單易上手
- ✓ 升降溫速率最快可達5.5°C/秒



Real-time PCR即時聚合酶鏈鎖反應儀



QuantGene 9600 Real Time PCR, 4 channel
(bioer/#FQD-96C)

- ✓ 大螢幕觸控式操作面板，可單機或PC端操作
- ✓ 6分區獨立控溫
- ✓ 升降溫速率最快可達6.5°C/秒
- ✓ 4檢測通道設計
- ✓ 熱蓋可自動調節，以適應各種試管
- ✓ 全自動彈出樣品倉
- ✓ 頂部偵測，無需校準

驚喜優惠價
6XX,XXX 元

7



AXYGEN
A Corning Brand

品牌專區



優惠方案

二代輕量型-AxyPet Pro



AxyPet Pro 單爪-**2支優惠價15,888元**，

再送**6孔pipet架子**(PT-A003)

AxyPet Pro 8爪-**1支優惠價18,000元**

儀
液
專
區

- 色彩標示按鍵易分辨體積
- 低阻力按鍵保護手指
- 人體工學設計輕鬆不費力
- 可高溫高壓滅菌、抗UV
- 提供簡易校正工具，適用多種液體
- 手感佳，超輕(< 80 g)

AxyPet Pro單爪		AxyPet Pro 8爪	
體積範圍(μl)	編號	體積範圍(μl)	編號
0.1-2	AP-2-P	0.5-10	AP-8-10-P
0.5-10	AP-10-P	5-50	AP-8-50-P
2-20	AP-20-P	20-200	AP-8-200-P
5-50	AP-50-P	50-300	AP-8-300-P
10-100	AP-100-P		
100-1,000	AP-1000-P		
20-200	AP-200-P		

優惠方案

Pipetman直購優惠價

(1)購買AxyPet單爪：單支**4,888元**/2支**8,999元**/6支**26,300元**，一次6支再送6孔架(PT-A003)

(2μl/10μl規格，單支需再外加500元)

(2)購買AxyPet8爪：單支**16,000元**，贈1支AxyPet單爪(任選)

(3)購買電動單爪：單支**16,000元**，贈1支AxyPet單爪(任選)

(4)購買電動8爪：單支**32,000元**，贈1支AxyPet8爪(任選)

*保固3年，1年1次免費校正

*電動1ml規格請洽業務



AxyPet 單爪		AxyPet 8爪		電動單爪		電動八爪	
體積範圍(μl)	編號	體積範圍(μl)	編號	體積範圍(μl)	編號	體積範圍(μl)	編號
2-20	AP-20	1-10	AP-8-10	0.5-10	P3600L-10	0.5-10	P3608L-10
10-100	AP-100	5-50	AP-8-50	2-20	P3600L-20	2-20	P3608L-20
20-200	AP-200	20-200	AP-8-200	10-200	P3600L-200	10-200	P3608L-200
100-1,000	AP-1000	50-300	AP-8-300				

8



AXYGEN
A Corning Brand

品牌專區



耗材專區

優惠方案

Axygen Filter Tip驚喜大優惠-任選一箱即享7折優惠

	產品名稱	原廠編號
Filter Tip	10 µL Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-300-R-S
	20 µL Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-20-R-S
	100 µL Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-100-R-S
	200 µL Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-200-R-S
	1000 µL Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-1000-R-S
加長型Filter tip	10 µL 加長Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-10TX-C-R-S
	200 µL 加長Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-200TX-C-R-S
	1000 µL 加長Filter Tips / 盒裝 / 滅菌	TF-1000XT-C-R-S
低殘留Filter Tip	10 µL Filter Tips/低殘留 / 盒裝 / 滅菌	TF-300-L-R-S
	10 µL 加長Filter Tips/低殘留 / 盒裝 / 滅菌	TXLF-10-L-R-S
	20 µL Filter Tips/低殘留 / 盒裝 / 滅菌	TF-20-L-R-S
	100 µL Filter Tips /低殘留 / 盒裝 / 滅菌	TF-100-L-R-S
	200 µL Filter Tips /低殘留 / 盒裝 / 滅菌	TF-200-L-R-S
	1000 µL Filter Tips /低殘留 / 盒裝 / 滅菌	TF-1000-L-R-S

優惠方案

填充式及堆疊式Tip-單箱9折，3箱85折，5箱8折

	原廠編號	體積	原廠編號
Refill System	RFL-222-C	200µL	50 racks/箱
	RFL-300-C	10µL	50 racks/箱
MultiRack Reload System	MR-1000XT-RL	1000µL	32 racks/箱
	MR-200-RL	200µL	40 racks/箱
	MR-10XT-RL	10µL	40 racks/箱
MultiRack TipStation System	MR-200-TS-S	200µL	5 Stacks/箱
	MR-10TX-TS-S	10µL	5 Stacks/箱



9



AXYGEN
A Corning Brand

品牌專區



優惠方案

熱銷品項：單箱9折，三箱85折，5箱8折

耗材專區

產品名稱	編號	包裝
盤 / 封膜	96孔盤 / 無裙	PCR-96-FLT-C 100 plates/箱
	96孔盤 / 半裙 / 適用大部分機型	PCR-96M2-HS-C 50 plates/箱
	96孔盤 / 半裙 / 適用 ABI 機型	PCR-96-AB-C 50 plates/箱
	96孔盤 / 全裙	PCR-96-FS-C 50 plates/箱
	96孔盤 0.1 ml / 無裙	PCR-96-LP-FLT-C 100 plates/箱
	96孔盤 0.1ml / 半裙 / 適用 ABI 機型	PCR-96-LP-AB-C 100 plates/箱
	PCR 封膜	PCR-TS 100 films/箱
	Q-PCR 封膜	UC-500 100 films/箱
八連排	PCR 0.2ml 八連排 + 平蓋	PCR-0208-C+ PCR-02FCP-C 1,250 strips/箱
	PCR 0.2ml 八連排 + 凸蓋	PCR-0208-C+ PCR-02CP-C 1,250 strips/箱
	PCR 0.2ml 八連排 + qPCR 平蓋	PCR-0208-C+ PCR-2CP-RT-C 1,250 strips/箱
	PCR 0.1ml 八連排	PCR-0108-LP-C 1,250 strips/箱
	PCR 0.1ml 八連排 + qPCR 平蓋	PCR-0108-LP-RT-C 1,250 strips/箱
	PCR 四連排 + 蓋; Rotor - Gene Q 專用	PCR-0104-C 250 Strips+caps/盒
PCR tube	0.2ml 透明	PCR-02-C 10,000 tubes/箱
Microcentrifuge tube	0.6ml Microcentrifuge tube	MCT-060-C 10,000 tubes/箱
	1.5ml 防爆 Microcentrifuge tube	MCT-150-C 5,000 tubes/箱
	1.7ml Microcentrifuge tube	MCT-175-C 5,000 tubes/箱
	2.0ml Microcentrifuge tube	MCT-200-C 5,000 tubes/箱
Pipet tip	10 µL tips	T-300 20,000 支/箱
	10 µL 加長 tips	T-10XT-C 10,000 支/箱
	200 µL Clear tips	TR-222-C 20,000 支/箱
	200 µL Yellow tips	TR-222-Y 20,000 支/箱
	200 µL 加長 tips	T-200XT-C 10,000 支/箱
	1000 µL Clear tips	T-1000-C 5,000 支/箱
	1000 µL Blue tips	T-1000-B 5,000 支/箱
	1000 µL 加長 tips	T-1000XT-C 7,680 支/箱

優惠方案

5/10/15/50 ml離心管買二送一(可混搭，高價計)

產品名稱	編號	包裝
5ml 滅菌站立螺旋管	SCT-5ML-S	25支/包，500支/箱
10ml 滅菌站立螺旋管	SCT-10ML-S	25支/包，500支/箱
15ml 離心管	CT-15-PL-TW	50支/包，500支/箱
50ml 離心管	CT-50-PL-TW	25支/包，500支/箱



10



PCRBIO 品牌專區




英國生產製造 波仕特總代理

qPCR SyGreen/ Probe Blue Mix

準確度高 | 再現性佳 | 靈敏度優

優惠方案

熱銷品 10mL 只要 \$6, X00



- ✓ 2x Master Mix
- ✓ 有不同濃度的ROX染劑選擇
- ✓ HotStart Taq，產物專一性更高
- ✓ Blue Mix為非PCR抑制性染劑，便於實驗操作
- ✓ 適合複雜DNA template，包括GC-rich的序列
- ✓ 適用於標準或快速的PCR步驟（快速PCR，40 cycles<40分鐘）



qPCR選擇工具快速
找出與儀器兼容的產品

品名	編號	包裝
qPCRBIO SyGreen Blue Mix (Lo/ Hi/Separate-ROX)	PB20.15/16/17-05	1 ml x5
qPCRBIO Probe Blue Mix (Lo/ Hi/ Separate-ROX)	PB20.25/26/27-05	1 ml x5

優惠方案

以下產品全面 75 折

PCR DNA polymerase & Mix

品名	編號	包裝	特色
PCRBIO HiFi Polymerase	PB10.41-02/10	200/ 1000 U	-Pfu 酵素 -產物為Blunt end
Verifi polymerase	PB10.42-01/05	100/ 500 U	
Verifi Mix	PB10.43-01/-05	100/ 500 rxns	-耐高溫高效能Pfu
Verifi Mix Red	PB10.44-01/-05	100/ 500 rxns	-產物為Blunt end
HS Verifi Polymerase	PB10.45-01/-05	100/ 500 U	-可擴增產物>17.5kb
HS Verifi Mix	PB10.46-01	100 rxns	-擴增快速：10-30s/kb
HS Verifi Mix Red	PB10.47-01	100 rxns	-HS：有hot start功能

RT 反轉錄酵素 & 相關產品

品名	編號	包裝	特色
RiboShield™ RNase Inhibitor	PB30.23-02/-10	2,500/ 10,000 U	- 抑制RNase A、B、C - 65°C下穩定>30 min
UltraScript Reverse Transcriptase	PB30.12-01/-04	10,000/ 40,000 U	- 反應溫度42-55°C - 反應時間15-30min - Input RNA 4.0pg-0.4µg - Kit：為2 Tube 型式
UltraScript cDNA Synthesis Kit	PB30.11-02/10	25/ 100 rxns	
UltraScript 2.0 Reverse Transcriptase	PB30.33-01/-04	10,000/ 40,000 U	- 熱穩定性RT(50°Cand above) - Reduced RNase H 活性 - 反應時間10-30min - Input RNA 20pg-35ug - Kit：為2 Tube 型式
UltraScript 2.0 cDNA Synthesis Kit	PB30.31-02/-10	25/ 100 rxns	

11



1-step RT-(Q)PCR 試劑


品名	編號	包裝	特色
PCRBIO 1-Step Go RT-PCR Kit	PB10.53-05 /-10/-50	50/ 100/ 500 rxns	- 熱穩定性RT(45-55°C) - 適合 AT/ GC-rich DNA 2 Tube 型式
qPCRBIO SyGreen 1-Step Detect (Lo/Hi- ROX)	PB25.11/12 -01/-03/-12	100/ 300/ 1200 rxns	- 高靈敏度 - 熱穩定性RT(45-55°C) - 可適用快速 PCR 條件
qPCRBIO Probe 1-Step Go (Lo/Hi/No- ROX)	PB25.41/42/43 -01/-03-05	100/ 300/ 500 rxns	- 靈敏度: 1pg total RNA 2 Tube 型式
qPCRBIO Probe 1-Step Virus Detect (Lo/Hi/No- ROX)	PB25.51/52/53 -01/-03/-05	200/ 600/ 1000 rxns	- 推薦病毒檢測 - 靈敏度: 4 RNA copies - 熱穩定性RT (45-55°C) 2 Tube 型式

Bst Polymerase & mixes

品名	編號	包裝	特色
IsoFast Bst Polymerase	PB80.10-01/08	1600/ 8000 U	反應溫度 55-70°C
IsoFast Bst Polymerase With Dye	PB80.11-01/08	1600/ 8000 U	30 min 完成擴增反應
IsoFast Bst Mix	PB80.12-01/05	100/ 500 rxns	Glycerol-free
Fluorescent Dye	PB80.30-02/10	200/ 1000 rxns	2-part buffer system
IsoFast Bst 1-Step Mix	PB80.21-01/05	100/ 500 rxns	- 螢光染劑獨立包裝 2 Tube 型式 - 附 Fluorescent Dye

NGS Library Quant Kit

- ✓ 提供準確快速的定量，一致性和再現性高
- ✓ 於各種樣本類型、濃度、片段大小和 GC 含量，提供一致定量結果
- ✓ 相同時間擴增所有基因庫
- ✓ 採用抗體介導的熱啟動技術，確保所有反應同時啟動
- ✓ 與所有 Illumina® 儀器和qPCR 平台相容
- ✓ 適用於手動和自動工作流程
- ✓ 使用線上NGSBIO 基因庫定量工具輕鬆計算基因庫濃度
- ✓ Blue mix 版本，方便操作，提供更高的移液精確度和準確性



品名	編號	包裝	特色
NGSBIO Library Quant Kit for Illumina (Lo/Hi/Separate-ROX)	PB71.11/12/14 -01/05	100/ 500 rxns	- Blue mix 方便操作 - 包含：
NGSBIO Library Quant Kit Blue for Illumina (Lo/Hi/Separate-ROX)	PB71.15/16/17 -01/05	100/ 500 rxns	DNA Standards 1-5、Illumina® P5 & P7 Primers
NGSBIO DNA Standards for Illumina	PB71.22-05	85 µL each	DNA Standards 1-5





核酸萃取套組




優惠方案

此頁專屬優惠方案，需要開立發票(不再參與其他優惠)

UE kit 滿**12,000**送**旭集平日下午茶卷2張**


核酸操作專區



哺乳動物細胞中純化的DNA電泳圖

Multisource Genomic DNA Miniprep Kit(UElandy)


- 1.適用於多種樣本：動植物組織、細胞、淋巴細胞、酵母菌、乾燥血液、口腔細胞和骨髓等
- 2.產量高：多至20 ug Genomic DNA
- 3.快速：無需沉澱，純化的DNA長度大部分可>30kb
- 4.兩種純化方式：離心法或真空法



人類血液Genomic DNA電泳圖

Blood Genomic DNA Miniprep Kit(UElandy)

- 1.適用於抗凝血劑、乾燥血液、骨髓、淋巴細胞等
- 2.產量高：多至12 ug Genomic DNA
- 3.純化的DNA長度大部分可≥30kb
- 4.後續分生運用：如PCR、Southern blot南方墨點法等



稀釋的A肝病毒RNA經RT-PCR得到基因片段

Body Fluid Viral DNA/RNA Miniprep Kit(UElandy)

- 1.適用於血漿、血清、腹水、細胞上清液、腦脊髓液及尿液等樣品等
- 2.使用column和離心機分離病毒DNA/RNA，簡單又快速
- 3.純化後可直接用於PCR和RT-PCR實驗

品名	編號	包裝
Multisource Genomic DNA Miniprep Kit	UE-MN-MS-GDNA-50	50 Tests
Blood Genomic DNA Miniprep Kit	UE-MN-BL-GDNA-50	50 Tests
Body Fluid Viral DNA/RNA Miniprep Kit	UE-MN-BF-VNA-50	50 Tests


Transformation

優惠方案 單品8折

Chemically competent cells

- ✓ 轉形效率 $>10^8$ cfu/ μ g
- ✓ Heat Shock製備方式，附SOC medium
- ✓ 適用藍白篩選

品名	編號	包裝規格
DH5-alpha	PT-FTDH5 (-6)	15x100ul/90X100ul
XL1 Blue Competent Cell	PT-FTXL1 (-6)	15x100ul/90X100ul



► Blue white screen. Agar plate with blue and white bacterial colonies. (Left) X-Gal-/IPTG in DMF solution. (Right) R.T.U X-Gal IPTG Solution (1000X).

優惠方案 買就送GENE-SPIN Miniprep kit(#MP530XL-V3)或單組75折

TA PCR Cloning kit

- ✓ 3小時完成ligation、transformation
- ✓ 適用藍白篩選，含M13、T7定序區域
- ✓ 包含: TA vector, Ligase, competent cells, SOC medium

品名	編號	包裝規格
TA PCR Cloning kit	PT-TA-D010	10rxn

X-Gal & IPTG

優惠方案 篩選試劑/溶液 單品8折

廠牌	品名	編號	包裝規格	特色
Formedium	X-Gal	XGAL001/ XGAL010	1 g/ 10 g	Purity (HPLC) >99%
Formedium	IPTG	IPTG010	10 g	Purity (HPLC) >99%
Protech	RTU X -Gal Solution, 50 mg/ml	PT-BL005	2 ml	即用型溶液。安全無毒，
Protech	RTU X -Gal IPTG Solution	PT-BL006	2 ml	以非管制溶劑配置

核酸萃取&純化

DNA/ RNA 萃取試劑組

品名	編號	包裝規格	特色	優惠
GenSpin Genomic DNA Kit	PT-GD112	50 rxns	適合多種樣本來源	買二送一 或單組7折
Plant genomic DNA Kit	PT-PGDNA	50 rxns	適合植物、真菌	
EasyExtract DNA extraction solution	PT-EQ-D010	10 ml	快速萃取試劑	
EasyExtract DNA extraction solution	PT-EQ-D050	50 ml	快速萃取試劑	
Total RNA Purification Kit	PT-RNA-MS-50	50 rxns	適合多種樣本來源	

RNA 單一萃取試劑

品名	編號	包裝規格	特色	優惠
REzol C&T	PT-KP200CT	200 ml	單一試劑	七折當鮮價
RNA separation Solution	PT-KP040	200 ml	取代氯仿	\$2,470 當鮮價

Plasmid/ DNA clean up

品名	編號	包裝規格	特色	優惠
GENE-SPIN Miniprep kit	PT-MP530XL-V3	250 tests	Plasmid 純化套組	買一送一(同品項)
GeneSpin PCR Clean up & Gel Extraction Kit	PT-CG250	250 tests	二合一 DNA 回收套組	

核酸
操作
專區

14



PCR相關試劑

核酸操作專區

Protech DNA Polymerase selection guide

	ProTaq	Protaq Plus	Hotstart Taq	Pfu	Super-Run EX
Cat. No.	PT-525 (-2U)	PT-526 (-2U)	PT-GL-HTAQ	PT-GL-PFU	PT-T535-250U
Size	250 U	500 U	250 U	250 U	250 U
Concentration	2U/μl; 5U/μl	2U/μl; 5U/μl	5U/μl	5U/μl	5U/μl
Hot Start			✓		
A-tailing (TA cloning)	✓	✓	✓	(Bluntend)	✓
3' to 5' exo(proofreading)				✓	✓
Error rate	$\sim 10^{-4}$	$\sim 10^{-4}$	$\sim 10^{-5\sim 6}$	$\sim 10^{-7}$	8.7×10^{-6}
Amplicon length	5 kb	5 kb	5 kb	5 kb	20 kb
Feature/ Application	• 經典款 • 快篩Taq	• 經典款 • 快篩Taq	• 熱啟動酵素	• 高校正酵素	• 高效聚合酶 • Cloning專用

PCR Taq Master Mix selection guide

	Fast-Run Taq 5x	Fast-Run Taq 2x	Butter Taq 2x	Fast-Run Advanced
Cat. No.	TMM-528(-D/R)	TMM-228(-D)	PT-BMM	P-TMM-AD
Size	1mL x 2	1.25mL x 2	1.25mL x 2	1.25mL x 2
Reactions	200 rxn	100 rxn	100 rxn	100 rxn
Concentration	5X mix	2X mix	2X mix	2X mix
Dye	No / Yes	No / Yes	No	Yes
Hot Start			✓	
3' to 5' exo(proofreading)		✓		✓
Amplicon length	5 kb	20 kb	5 kb	20 kb
Storage	4°C	-20°C	-20°C	4°C
Feature/ Application	• 常規PCR使用 • TMM528-R專門針對快萃gDNA樣品	• 常規PCR使用 • 適合GC-rich DNA	• 熱啟動酵素	• 高效聚合酶 • Cloning • 定序

品名	編號	包裝規格	
ProTaq DNA Polymerase	PT-525(2U)	250 U, 5U/μl(2U/μl)	
Protaq Plus DNA Polymerase	PT-526(2U)	500 U, 5U/μl(2U/μl)	
Hotstart Taq	PT-GL-HTAQ	250 U, 5U/μl	
Pfu DNA Polymerase	PT-GL-PFU	250 U, 5U/μl	買二送一
Fast-Run Taq 2x master Mix (w/-) dye	PT-TMM228(-D)	1.25 ml x2	
Fast-Run Taq 5x Master Kit (w/-) dye	PT-TMM528(-D/R)	1 ml x2	
Butter Taq 2x Master Mix	PT-BMM	100 rxn	
Super-Run EX Taq DNA Polymerase	PT-T535-250U	250 U, 5U/μl	2組8折
Fast-Run Advanced TaqMaster Mix	PT-TMM-AD	100 rxns	
Premixed dNTPs, 10mM, 1ml	PT-8010	10mM, 1ml	單品8折
Premixed dNTPs, 2.5mM, 1ml	PT-8014	2.5mM, 1ml	5支7折

15



RT-PCR & RNA相關試劑

cDNA synthesis & RT-PCR

產品	編號	包裝	特色	
MMLV Reverse Transcriptase	PT-MMLV	10,000 U	純酵素，200 U/ μ l	兩組 8 折
MMLV Reverse Transcription Kit	PT-RT-Kit	100 rxns	超完美成分組	
Super 2 RT-PCR Kit (MMLV)	PT-RP200	50 rxns	單管式，合成長鏈 cDNA	二送一
Super 3 AMV RT-PCR Kit	PT-RP300	50 rxns	單管式，適合困難 RNA	

RNA control 相關產品

產品	編號	包裝	
RNA Keeper, Tissue sample storage reagent	PT-R485 -100ML	100ml	兩組 8 折
UltraPure DEPC Water	PT-P560 -500	500ml	
UltraPure Water, 50 mL	PT-P570 -50	50ml	
UltraPure Water, 1L	PT-P570	1L	
RNase Inhibitor	PT-RI01	2000 U, 40 U/ μ l	
RNase/DNase/ EtBR 去除噴劑	PT-R475 -500ML	500ml	

核
酸
操
作
專
區



核酸電泳

優惠方案 單瓶 75 折 或 500g 2 瓶 \$12,000

Biomax Agarose HISPANAGAR


來自西班牙的電泳膠，適合常規快速分離 DNA or RNA 片段。
最佳分離範圍：250 bp to 23 Kb

品名	編號	包裝
Biomax Agarose	HI-BIOMAX-100/-500	100/500g

優惠方案 此區任選買一送一

核酸 Marker 及染劑 (DNA Marker/染劑/TAE/TBE)

PT-M1-1KB	PT-M1-25	PT-M1-50	PT-M1-100T	PT-M5-1KB	PT-BL001	PT-BL002	PT-BL011
kb	bp ng	bp ng	bp ng	kb ng	kb ng	bp ng	kb ng
10.0		3000 64.0	3000 70	10.0	10.0 20	3000 70	10.0 20
8.0		1500 50.0	1500 50	8.0	8.0 20	2000 50	8.0 20
6.0		1000 33.3	1000 30	6.0	6.0 30	1500 45	6.0 25
5.0		800 30.0	800 27	5.0	5.0 30	1000 25	5.0 25
4.0		700 31.5	700 39	4.0	4.0 30	800 27	4.0 25
3.0	200 32	600 27.0	600 25	3.0	3.0 120	700 39	3.0 90
2.5	150 25	500 46.0	500 30	2.5	2.5 40	600 30	2.5 25
2.0	125 20	400 15.0	400 27	2.0	2.0 40	500 109	2.0 30
1.5	100 72	350 31.5	350 39	1.5	1.5 45	400 43	1.5 90
1.0	75 55	300 13.5	300 30	1.0	1.0 50	300 47	1.25 50
	50 85	250 22.5	250 109	0.5	0.5 35	200 51	1.0 80
	25 85	200 22.5	200 43			100 69	0.75 30
		150 13.5	150 47				0.5 45
		100 30.0	100 51				0.25 40
0.5		50 35.5	50 69				



A. 0.7% agarose gel in 0.5X TAE buffer Sample: 1kbp ladder

B. 2% agarose gel in 0.5X TAE buffer Sample: 100bp ladder

	品名	編號	包裝	特色
核酸 Marker	Bio 1kb Ladder	PT-M1-1KB	400 μ l	超值！附6X Loading dye
	Bio 25bp DNA Ladder	PT-M1-25	500 μ l	
	Bio 50bp DNA Ladder	PT-M1-50	500 μ l	Marker定量精準！
	Bio Mass 100bp Ladder	PT-M1-100T	250 μ l x2	附6X Loading dye
	Bio 1kb Mass DNA Ladder	PT-M5-1KB	500 μ l x2	
	R.T.U.-1KB DNA Ladder	PT-BL001	500 μ l x2	10種分子量，定量精準，內含dye
	R.T.U.-100 DNA Ladder	PT-BL002	500 μ l x2	定量精準，內含dye，超方便
核酸染劑	R.T.U.-1KB PLUS DNA Ladder	PT-BL011	500 μ l	14種分子量，定量精準，內含dye
	ClearView DNA Stain	PT-D2001	1 ml	安全染劑，UV/ 藍光，內染/ 外染
	Safedye for Blue Light (6X)	PT-D3002	1 ml	6X loading dye 型式，適用藍光
	Safe Dye for UV (6X)	PT-D4001	1 ml	6X loading dye 型式，適用 UV
	6X DNA dye	PT-6X-DYE-1ML	1 ml	DNA loading dye，適合 EtBR 用
電泳緩衝液	5X TBE Buffer	PT-J885-1L/-5L	1 L/5L	適合小片段 <1KB 核酸
	50X TAE Buffer	PT-K915-1L	1 L	適合大片段核酸

16



Corning Cell Counter 自動細胞計數儀

Corning 自動細胞計數儀是一款輕巧的設備，透過USB連接到搭載 Windows 10 作業系統及有連網的電腦，並通過其軟體即可透過雲端運算快速獲得結果。

CORNING

細胞培養專區

優惠方案 此頁專屬優惠方案，需要開立發票(不再參與其他優惠)

只要1X0000元再送拋棄式計數盤100片/盒及PS5一台(此活動限量二台)



- 計數範圍: $5 \times 10^4 - 1 \times 10^7$ Cells/mL
- 輕量小體積: 122X122X125mm(L x W x H) 1kg
- 高畫質: 1536 x 1536 pixel
- 細胞直徑: $4 - 70 \mu\text{M}$
- 快速: 使用雲端進行影像分析，3秒可完成細胞計數
- 直觀介面: 只需簡單的培訓，即可輕鬆使用
- 準確: 雲端影像分析系統時時更新，提供您最佳準確度
- 無耗材: 使用一般血球計數器即可，無需耗材
- 無時間/空間限制: 影像及數據儲存CytoSMART Cloud雲端硬碟中。只要有網路，不限平台、時間和地點就能檢視及分析影像和細胞數量



直觀操作介面


按下Count後即上傳雲端計算

強大的雲端運算能力


群聚細胞也能準確計算

死/活細胞判讀

加入Trypan blue能檢測細胞存活




The image analysis algorithm is able to detect clusters of cells.




Dead cells stained with Trypan blue are detected by the image analysis algorithm. Red circles represent dead cells, green circles represent live cells.

一致性與重複性高
和人工誤差



Different concentrations of C6 cells were counted manually and using the Corning Cell Counter ($n = 3$). In both cases, the count corresponds well with the theoretical concentration (error bars represent the standard deviation)

多樣化數據呈現
提供statistic和histogram



CryoGen® 細胞冷凍管

優惠方案 冷凍小管任選，優惠買3送1

- CLEARLine®系列: 無人類 DNA, DNase, RNase, Pyrogen, ATP, PCR inhibitors 認證
- 無菌認證 Sterile SAL 10^{-6} (beta-ray treated)
- 擁有 CE-IVD 標章
- 符合生物樣品 IATA PI 650 包裝認證
- 無塵室製造認證 Class ISO 7 (UNI EN ISO 14644-1), Class 10000 (US FED STD 209E)
- 管身為 Polypropylene 材質/ 管蓋為複合式 Polyethylene/TPV 材質



產品名稱

包裝

型號

2ML CryoGen® Tubes, 1D linear barcode INTERNAL CAP Tubes, Self Standing

50/500 tubes

CL2ARBIPSTS-50/500

2ML CryoGen® Tubes, 1D linear barcode EXTERNAL CAP Tubes, Self Standing

50/500 tubes

CL2ARBEPSTS-50/500


17




- 1.日本製高品質細胞耗材
- 2.低內毒性:<0.5 EU/mL
- 3.離心管上蓋多半圈螺紋,安心防漏

產品名稱	型號	包裝	優惠
35mm Dish	3000-035	300 pcs/case	買2送1
60mm Dish	3010-060	300 pcs/case	
100mm Dish	3020-100	300 pcs/case	驚爆價1900元
150mm Dish	3030-150	60 pcs/case	買2送1
6well cell culture plate	3810-006N	45pcs/case	
12well cell culture plate	3815-012	50pcs/case	
24well cell culture plate	3820-024	50pcs/case	
48well cell culture plate	3830-048	50pcs/case	
96well cell culture plate	3860-096	50pcs/case	驚爆價1100元
Elisa plate, flat bottom, 96 wells w/o lid	3801-096D	50pcs/case	
Centrifuge tube, PP, 15mL	2325-015N	300 pcs/case	買2送1
Centrifuge tube, PP, 50mL	2345-050N	200 pcs/case	
Cell Scrapers for 75,150 and 225cm2 flasks	9010-320	100 pcs/case	驚爆價5800元
Cell Scrapers for 25 and 75cm2 flasks	9020-250	100 pcs/case	驚爆價4500元

放射線滅菌
Irradiation Sterile




尖端一體成形



細胞培養專區



- 1.高CP值細胞耗材
- 2.10ml Serology Pipette尖端一體成形
- 3.電子束滅菌,滅菌保證:SAL 10⁻⁶




產品名稱	型號	包裝	優惠
5ml Serology Pipette	ZS-1042000	400 pcs/case	驚爆價1390元
10ml Serology Pipette	ZS-1043010	400 pcs/case	
25ml Serology Pipette	ZS-1044001	200 pcs/case	
50ml Serology Pipette	ZS-1045000	200 pcs/case	買2送1
100mm Cell Culture Dish, With Grip Ring, TC Treated	ZS-1022000	10Pcs/bag , total:300pcs	
Flask 25cm2, Breathable cap, TC treated	ZS-1030000	10 pcs/bag , 20 bags/case	
Flask 75cm2, Breathable cap, TC treated	ZS-1031000	5 pcs/bag , 20 bags/case	
Flask 175cm2, Breathable cap, TC treated	ZS-1032000	5 pcs/bag , 10 bags/case	
Flask 225cm2, Breathable cap, TC treated	ZS-1033000	5 pcs/bag , 5 bags/case	
14ml Test Tube, PP Clear, Sterile	ZS-6050001	25 pcs/bag , 20 bags/case	
200ul gel loading tips, non-sterile, rack packed	ZS-3090003-1	96/rack*10	



八折嘗鮮價

FDCell 所有產品均採用醫藥級polystyrene製作,確保符合USPVI級嚴格的標準。所生產的Multilayer Cell Factory System適用於工業批量生產、實驗室操作和大規模細胞培養,是貼附細胞的理想選擇。可結合自動化操作設備,實現細胞培養的自動化,節省大量空間,單層面積高達635cm²,可達到最佳的生長條件和最大的細胞產量。



產品名稱	型號	包裝
1 layers cell factory, TC treated, vent cap	C011001	8 pcs/case
2 layers cell factory, TC treated, vent cap	C011002	8 pcs/case
5 layers cell factory, TC treated, vent cap	C011005	6 pcs/case
10 layers cell factory, TC treated, vent cap	C011010	4 pcs/case
125ml PC Erlenmeyer flask, vent cap, sterile	C033125	24 pcs/case
250ml PC Erlenmeyer flask, vent cap, sterile	C033250	12 pcs/case
500ml PC Erlenmeyer flask, vent cap, sterile	C033500	12 pcs/case
1000ml PC Erlenmeyer flask, vent cap, sterile	C033001	12 pcs/case
125 ml PC Baffled Erlenmeyer Flasks, vent cap	C035125	24 pcs/case
250 ml PC Baffled Erlenmeyer Flasks, vent cap	C035250	12 pcs/case
500 ml PC Baffled Erlenmeyer Flasks, vent cap	C035500	12 pcs/case
1000 ml PC Baffled Erlenmeyer Flasks, vent cap	C035001	12 pcs/case

產品名稱	型號	包裝
3L PC High Efficiency Erlenmeyer Flask,vent cap	C043003	12 pcs/case
5L PC High Efficiency Erlenmeyer Flask,vent cap	C043005	4 pcs/case
250ml PC Two Ports Tubing Erlenmeyer Flask	C036250	6 pcs/case
500ml PC Two Ports Tubing Erlenmeyer Flask	C036500	6 pcs/case
1000ml PC Two Ports Tubing Erlenmeyer Flask	C036001	6 pcs/case
60 ml PETG Square Media Bottle	C080060	192 pcs/case
125ml PETG Square Media Bottle	C080125	96 pcs/case
250 ml PETG Square Media Bottle	C080250	60 pcs/case
500 ml PETG Square Media Bottle	C080500	48 pcs/case
1000 ml PETG Square Media Bottle	C080010	24 pcs/case

18



台北 02-26557677 | 台中 04-22624883 | 新竹 03-5753468 | 竹南 037-680138 | 高雄 07-3425707 | 東部 03-8463953



蛋白質電泳專區


蛋白質鑄膠

品名	編號	包裝	優惠
ACRY/BIS-ACRYLAMIDE 30% SOL 19:1	PT-1930-500ML	500 ml	買就送
ACRY/BIS-ACRYLAMIDE 30% SOL 29:1	PT-BF344-500ML	500 ml	10X TG Buffer, 2L 或
ACRY/BIS-ACRYLAMIDE 30% SOL 37.5:1	PT-BF347-500ML	500 ml	4X protein loading dye

蛋白電泳標準品

- ✓ 預染蛋白標準品
- ✓ 三種顏色及十種分子量

品名	編號	包裝	優惠
Prestained Protein Marker Plus	PT-PS03	250 µL	買3送1 or 單支8折
Prestained Broad-Range Protein Marker	PT-PS04	250 µL	



蛋白質轉印膜

- ✓ 高靈敏度
- ✓ 低背景




品名	編號	包裝	優惠
PVDF membrane 0.22 um	MSPVDF02030301		8折
PVDF membrane 0.45 um	MSPVDF04530301	1捲/	
NC membrane 0.22 um	MSNC02030301	300x3000 mm	
NC membrane 0.45 um	MSNC04530301		

Membrane Solutions
0.45µm PVDF



Brand M 0.45µm PVDF



各式BUFFER

全面買一送一

- 1.J885-1L & K915-1L可混搭,高價計
- 2.其餘品項混搭限價格相同者

	品名	編號	包裝
核酸電泳緩衝液	5X TBE Buffer	PT-J885-1L/-5L	1 L/5 L
	50X TAE Buffer	PT-K915-1L	1L
核酸雜和緩衝液	20X SSC Buffer	PT-0804-2L/-5L	2 L/5 L
	20X SSPE Buffer	PT-0810-1L/-5L	1 L/5 L
蛋白電泳緩衝液	10X TG Buffer (Transfer buffer)	PT-0307-2L/-5L	2 L/5 L
	10X TG-SDS Buffer (Running buffer)	PT-0783-2L/-5L	2 L/5 L
	4X Lower Gel Buffer	PT-4X-LOW-1L	1L
	4X Upper Gel Buffer	PT-4X-UP-1L	1L
	4X Protein Loading Dye	PT-PRO4XDYE	1 ML
	1.5M Tris Buffer pH 8.8	PT-J831-500ML	500 mL
	0.5M Tris Buffer pH 6.8	PT-J832-500MI	500 mL
	10XPBS Buffer, pH6.6-7.2(滅菌包裝) HOT	PT-K813-500ml	500 mL
其他實用緩衝液	10X PBS Buffer, pH7.4 HOT	PT-BF203-2L/-5L	2 L/5 L
	1X PBS Buffer, pH7.2(滅菌包裝)	PT-BF205-1L	1L
	10X TBS Buffer(滅菌包裝)	PT-BF204S-1L	1L
	10X TBS Buffer	PT-BF204-2L/-5L	2 L/5 L
	5X PBST Buffer (with Tween 20)	PT-BF201-500ML	500 mL
	5X TBST Buffer (with Tween 20)	PT-BF202-500ML	500 mL
	1X TE Buffer, pH8.0(滅菌包裝)	PT-E112-500ml	500 mL
	0.5M EDTA Solution, pH8.0(滅菌包裝)	PT-E177-500ML	500 mL
	1M Tris Buffer, pH 8.0(滅菌包裝)	PT-E199-500ML	500 mL
	1M Tris Buffer, pH 7.5(滅菌包裝)	PT-E691-500ML	500 mL
	1M Tris Buffer, pH 7.4(滅菌包裝)	PT-BF102-500ML	500 mL
	1X RBC Lysis Buffer	PT-BF103-500ML	500 mL
	PNPP Substrate Buffer	PT-BF206-500ML	500 mL

19




Nacalai Tesque, Inc. 位於日本京都。是一間通過 ISO 9001:2000 認證的製造商, 產品涵蓋分子生物學、蛋白質組學和液相色譜等研究領域。秉持日本職人精神, Nacalai Tesque 的品質控制系統確保產品符合客戶要求。

凍細胞專用保存液 Cell Reservoir One

Cell Reservoir One 是細胞保存液, 主要成分是從蠶繭中分離出的水溶性糖蛋白-絲膠蛋白。絲膠具有與 FBS 相同的高效冷凍保存效果, 並降低 DMSO 的細胞毒性, 有包含或不含 DMSO 的保存液。



- Ready-to-use solution
- 無血清成分
- 高細胞回收率
- 適用於胚胎幹細胞 ES 細胞 (不含 DMSO)
- 細胞可直接置於 -80°C 冷凍, 無須漸凍 (盒)



◀ 測試條件:

Jurkat: Human T Cell
Lymphoblast-like Cell Line
mES: Mouse ES Cells
Freezing condition: -80°C, 1 week

◀ 測試結果:

小鼠 ES 細胞保存在 Cell Reservoir One 中的存活率高於保存在含 10% DMSO 的 FBS 中。

Cell Reservoir One (without DMSO)
FBS/10% DMSO
*p<0.01

凍細胞專用 DMSO

純度 > 99.5% 細胞冷凍專用 DMSO, 無菌包裝可直接使用, 小包裝 5X5ml 方便使用避免汙染



D-PBS without Ca and Mg, Powder

Product number: 07269-84

PKG size: 100G

Grade: SP (Specially Prepared Reagent) for Cell Culture

一瓶可製備約 10L, 1X Solution, 內毒素測試通過



優惠方案

以下品項產品 **8** 折優惠

名稱	規格/包裝	編號	特點
Cell Reservoir One(with DMSO)	100 ml	07485-44	詳見上述
Cell Reservoir One(without DMSO)	100 ml	07579-24	
Dimethyl Sulfoxide (DMSO)	5 X 5 ml	13408-64	-小包裝 5X5 ml 方便使用避免汙染 -純度 > 99.5% 細胞冷凍專用 DMSO, 無菌包裝可直接使用
D-PBS without Ca and Mg, Powder	100 g	07269-84	一瓶可製備約 10 L 1X PBS 1X Solution 配置方法: 9.6g 粉末加 water 至 1L, 內毒素測試通過
Phenol, Saturated with TE Buffer, pH6.6/ pH7.9	400 ml	25969-96	-DNA 純化適用 -使用時可透過附加的緩衝液輕鬆調節至 pH 7.9
Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol 25:24:1 Mixed, pH 6.7	400 ml	25967-16	
Phenol, Saturated with Citrate Buffer, pH4.3	100 ml	25968-64	RNA 純化適用
ELISA POD Substrate TMB Solution(Easy)	100 ml	05299-54	即用型 peroxidase (HRP)-based ELISA 呈色液
TMB Solution for Western Blotting	200 ml	18186-24	即用型的 Horseradish peroxidase (HRP) based western blotting 呈色液
BCIP-NBT Solution (Ready To Use)	100 ml	19880-84	即用型鹼性磷酸酶 (AP) 呈色液 廣泛應用: western blotting、IHC、ICC、ISH

20



優惠方案

全面8折

美國酵素大廠Worthington,是 ISO9001認證的製造商,提供高品質酵素和蛋白產品,應用於生命科學研究、primary and stem cell分離、生物加工、生物製藥與診斷和生物技術等實驗。其中主明星商品Collagenase是萃取於Clostridium histolyticum,粗純化的Collagenase可根據內含酵素活性及欲分離的組織細胞來分類成Type 1~7,另外還有無動物來源的產品AFA、AFB和AFC及幹細胞適用的STZ1和STZ2,是防止潛在動物源性病原體的應用而設計的專用試劑。

名稱	規格/包裝	編號	特點
Collagenase, Purified	4 ku/10 ku	LS005275/LS005273	✓ 經Chromatographically純化, ≤ 50 caseinase units/mg ✓ 活性 ≥ 500 units/mg
Collagenase, Type 1	100 mg/1 g/5 g	LS004194/LS004196/LS004197	✓ The original balance of enzymatic activities. ✓ 建議用於上皮、肝臟、肺和腎上腺primary cell isolation ✓ 活性 ≥ 125 units/mg
Collagenase, Type 2	100 mg/1 g/5 g	LS004174/LS004176/LS004177	✓ 有較高的clostripain活性 ✓ 建議用於骨、心臟、肝臟、甲狀腺和唾液primary cell isolation ✓ 活性 ≥ 125 units/mg
Collagenase, Type 3	100 mg/1 g/5 g	LS004180/LS004182/LS004183	✓ Secondary proteolytic contaminant activities較低, 但具典型collagenase活性 ✓ 建議用於乳腺primary cell isolation ✓ 活性 ≥ 100 units/mg
Collagenase, Type 4	100 mg/1 g/5 g	LS004186/LS004188/LS004189	✓ lower tryptic activity levels, but with normal to above normal collagenase activity. ✓ 建議用於胰島pancreatic islet primary isolation ✓ 活性 ≥ 160 units/mg
Collagenase, Type 5	100 mg/1 g/5 g	LS005280/LS005282/LS005283	✓ 有較高的collagenase and caseinase活性 ✓ 活性 ≥ 450 units/mg
Collagenase, Type 6	100 mg/500 mg/2.5 g	LS005318/LS005319/LS005321	✓ 有較高的collagenase, FALGPA and Caseinase活性, 並含Type II (col H) collagenase ✓ 活性 ≥ 400 units/mg
Collagenase, Type 7	100 mg/500 mg/2.5 g	LS005332/LS005333/LS005335	✓ 所含collagenase, FALGPA and Caseinase活性比Type 1-4高 4-5 倍, 並且具有中等clostripain and tryptic活性 ✓ 活性 ≥ 1000 units/mg

名稱	規格/包裝	編號	特點
Collagenase, Type A, Animal Free/AF	100 mg/1 g/5 g	LS004152/LS004154/LS004156	✓ 純化自完全不含動物成分的培養基中生長的Clostridium histolyticum ✓ 具有與Type 1&2 類似的collagenase and secondary proteases ✓ 活性 ≥ 150 units/mg
Collagenase, Type B, Animal Free/AF	100 mg/1 g/5 g	LS004145/LS004147/LS004148	✓ 純化自完全不含動物成分的培養基中生長的Clostridium histolyticum ✓ 比Type A含有更高的collagenase and caseinase活性 ✓ 活性 ≥ 300 units/mg
Collagenase, Type C, Animal Free/AF	100 mg/1 g/5 g	LS004138/LS004140/LS004141	✓ 純化自完全不含動物成分的培養基中生長的Clostridium histolyticum ✓ 與type 4相近具特別低的tryptic活性 ✓ 活性 ≥ 200 units/mg
Collagenase, Type D, Animal Free/AF	100 mg/500mg/2.5g	LS004160/LS004162/LS004163	✓ 純化自完全不含動物成分的培養基中生長的Clostridium histolyticum ✓ 特定活性比 CLSAFA 高出二到三倍 ✓ 活性 ≥ 600 units/mg

名稱	規格/包裝	編號	特點
STEMxyme® 1, Collagenase/Neutral Protease (Dispase), AF	50 mg/5x50 mg	LS004106/LS004107	✓ 無動物性源Clostridium histolyticum collagenase和Bacillus polymyxa neutral protease的專門組合 ✓ 專為幹細胞和其他原代細胞分離以及生物加工應用而設計 ✓ 活性 ≥ 250 CLS/1,000 CAS units/mg
STEMxyme® 2, Collagenase/Neutral Protease (Dispase), AF	50 mg/5x50 mg	LS004112/LS004113	✓ 無動物性源Clostridium histolyticum collagenase和Bacillus polymyxa neutral protease的專門組合 ✓ 專為幹細胞和其他原代細胞分離以及生物加工應用而設計 ✓ 活性 ≥ 250 CLS/2,000 CAS units/mg



Biosearch深耕於DNA合成領域20多年,對於PCR技術具有重要的貢獻。

Biosearch自行開發的 BlackHole Quencher™(BHQ™) dye,提供低背景值、高訊號偵測,能更有效率、更專一地獲得更高品質的數據。

憑藉卓越效能與靈活應用,協助您在研究與商業應用達到最佳表現!

- 多種 reporter dyes 可供選擇
- 高品質 HPLC 純化
- S/N 比值高, 提升檢測靈敏度
- 多重檢測 (multiplex) 最佳選擇
- 專利BHQ™ quencher
 - 波長吸收範圍廣 (430-730 nm)
 - 本身不發螢光, 有效降低背景值
- 高生產標準: 遵守 ISO 9001、ISO 13485
 - 提供RUO, IVD, GMP 等級之 Oligo
 - 全球前10大分子診斷公司均採用 BHQ 技術

免費設計軟體



螢光染劑表格



	BHQ™	BHQplus™	BHQnova™
	5' Fluorophore 3' BHQ	5' Fluorophore 3' BHQ	5' Fluorophore 3' BHQ nova quencher
優點	設計簡單, 適用範圍廣。對於一般Multiplex分析有很好的表現, CP值高。	具雙鏈穩定作用, 增加短鏈探針的Tm值。適用檢測困難目標, 如 AT-rich 或 SNP。	最佳螢光抑制效果, 針對較長或AT or GC-rich 探針, 提供低背景、高訊號偵測。
應用	• Multiplexing • Robust • All purpose	• CNV • SNP Genotyping • Multiplexing • AT-rich	• AT or GC-rich • Long templates • Multiplexing
特性	• Dual-labeled linear probe • 適合 20-30 bases 序列	• Compact dual-labeled linear probe • 適合 15-25 bases 序列	• Double-quenched dual-labeled probe • 適合 >25 bases 序列

Biosearch也有提供其他多種 probe 可以選擇

MGB probes	MGB 增強probe穩定性, 提高 Tm 值, 提升序列特異性與檢測靈敏度。適用於 <u>SNP 與 AT-rich 序列</u> 。	LNA probes	可提升 Tm 值 2-8°C, 適用於 SNP 分型與基因表現分析, 可 <u>精確控制 Tm</u> 。
Molecular Beacon	Hairpin 結構, 提高特異性與靈敏度。適用於融點曲線 (melt curve) 分析, 用於 <u>高特異性檢測</u> 。	Scorpions™ Primers	3' 端為引子, 5' 端為 Hairpin 結構, 提高特異性與靈敏度。適用於融點曲線 (melt curve) 分析, 適用於 <u>快速、即時檢測</u> 。

TEAM PROTECH

棒次	姓名	守備位置	
01	Bioer/Labnet	儀器區	P.1-7
02	Axygen	耗材區	P.8-10
03	PCR Biosystems	qPCR	P.11-12
04	UElandy	DNA/RNA Miniprep	P.13
05	Protech	PCR	P.14-16
06	Corning/IWAKI/富道	Cell	P.17-18
07	Protech	Western blot	P.19
08	Nacalai	Nacalai	P.20
09	Worthington	Collagenase	P.21
DH	優惠活動說明		P.22

波仕特集點贈品庫(銷貨金額1000元1張貼紙)

不定時
推出商品
詳洽業務

01	美製油性筆	2點
02	96孔盤標示貼	2點
03	96-Well PCR Tube Rack, Blue, Suitable for 0.2ml PCR Tube, SD-F602541-0001	5點
04	計時器	5點
05	Protech 飲料杯袋	10點
06	Protech實用帆布袋	10點
07	7-11百元商品券X2張	15點
08	康寧馬克杯X1	15點
09	星巴克135元咖啡券X2張	20點
10	Pipette 單爪(限TOPSCIEN 任選一款)	40點
11	SmartPro-7 Mini Centrifuge 迷你離心機(限TOPSCIEN)	80點
12	T-MDBS Mini Dry Bath 迷你乾浴槽(限TOPSCIEN)	80點
13	1-10ul 8-Channel, Digital Pipettor 分注器Axygen AP-8-10	150點
14	Excel Electronic Pipettes, 100-1200 μ l, single channel 電動分注器Labnet P3600L-1200	150點
特別獎	旭集自助餐下午茶2張 限定UE kit(不再列入集點)	
特別獎	PS5一台 限定Cell Counter (不再列入集點)	

贈

贈

促銷期間：即日起 - 2025年5月31日 (限開發票及出貨)