

波仕特生物科技股份有限公司

Custom DNA Sequencing order form

姓名：	實驗室主持人：	學校/單位：
電話：	Ext:	傳真：
E-Mail:	科系：	
付款方式：	金額：	備註：

☐ Colony/Culture	Host cell:	抗生素:	Vector:	Kb
☐ Plasmid DNA	Vector: Kb			
☐ PCR產物	是否經過純化? ☐ 是 ☐ 否			

編號	樣品名稱	Template Conc. (ng/ul)	Insert Size (bp)	Primer (註明 conc.)	備註 (例如 GC rich)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					

定序樣品送件注意事項：

Primer：至少提供 10 μ l (濃度10 μ M)

Colony / Culture：請提供Plate或菌液(3ml), 標明Host cell名稱、使用的抗生素及vector種類.

Plasmid DNA：至少提供 10 μ l, 濃度約 100 ng / μ l.

PCR Product :未純化PCR 產物至少提供 50 μ l, 濃度約 20 ng / μ l.

已純化 PCR 產物至少提供 10 μ l, 濃度約 20 ng / μ l .

本公司免費提供常用的定序引子: T7, SP6, T3, M13 forward , M13 reverse...

客戶簽名：

送件日期：

業務代表：

郵遞請寄: 波仕特生物科技股份有限公司 定序LAB (02)2655-7677#15

台北市南港區園區街3號14樓之2(南港軟體工業園區F棟14樓之2)

Web Site: <http://www.bio-protech.com.tw> E.Mail: protech.lab@msa.hinet.net